

Arredi per sale autoptiche
Unità celle mortuarie e sistemi di trasporto
*Equipment and fittings for autopsy room
Refrigerated mortuary cells and transport systems*



VINCAL®

Forniture Ospedaliere dal 1952



FUNZIONALITÀ, TECNOLOGIA, SICUREZZA, ESPERIENZA, KNOW-HOW, RICERCA SUI MATERIALI, INNOVAZIONE

THE COMPANY



VINCAL srl

*Circonvallazione Casilina, n. 131 - 135
00176 - Roma (RM)
Italia*

**Tel. +39 06.2752136
Fax. +39 06.21702993
E-Mail: info@vincal.it
www.vincal.it**



PRODUCTION



Sale operatorie, armadiature, lavabi per chirurghi, pareti tecniche
Operating theatres, cabinets, surgical scrubs, technical walls



Attrezzature per centrali di sterilizzazione e substerilizzazione
Equipment for sterilization and substerilization area



Arredamenti inox pluridisciplinari
Pluridisciplinary stainless steel furnishings



Arredamenti per neonatologie, nidi e lactarium
Equipment and fittings for neonatology, nursery and lactarium wards



Termodisinfettori per degenze e reparti di terapia
Thermodisinfectos for hospital and intensive care units



Arredi per sale autoptiche, unità celle refrigeranti mortuarie, sistemi di trasporto
Equipment and fittings for autopsy room, refrigerated mortuary cells, transport systems






Carrelli polifunzionali e accessori
Multi-purpose trolleys and accessories



Attrezzature per distribuzione e gestione pasti
Meal distribution and management equipment

INDEX

- 2 THE COMPANY - PRODUCTION
- 3 INDEX
- 4 Tavolo autopsia mod. 015
Mod. 015 Autopsy table
- 6 Tavolo autopsia mod. 5967
Mod. 5967 Autopsy table
- 8 Tavolo autopsia mod. 5966
Mod. 5966 Autopsy table
- 10 Tavoli dissezione e attrezzatura per istologia
Dissection and Histology equipment
- 12 Celle refrigeranti e sistemi di movimentazione
Refrigerated cells and transfer system



tavolo autopsia

autopsy table

mod. 015



Arredi per sale autoptiche

Equipment and fittings for autopsy room



Mod. 015FA
Base fissa + aspirato
Fixed base + aspiration

Mod. 015EA
Base elevabile + aspirato
Lifting base + aspiration

Mod. 015EGA
Base elevabile + girevole + aspirato
Lifting + turning base + aspiration

Mod. 015FGA
Base fissa + girevole + aspirato
Fixed + turning base + aspiration

Mod. 015R
Ricircolo aria in ambiente
Internal air recycling system

tavolo autopsia
autopsy table
mod. 5967



Accessori comuni per tavoli autopsia

Common fittings for autopsy tables



Doccetta esterna
External spray head

Supporto accessori
Fittings tray



tavolo autopsia
autopsy table
mod. 5966



Accessori comuni per tavoli autopsia

Common fittings for autopsy tables



tavoli dissezione e attrezzatura per istologia

dissection and histology equipment

mod. 014



Tavolo di dissezione aspirato
Dissecting table with aspiration system

- Aspirato dal basso e frontalmente
 - Dispositivi mobili e/o fissi a protezione dell'operatore
 - Sistema di erogazione/scarico formalina con controllo elettronico
-
- *Front and downdraft aspiration system*
 - *Mobile and/or fixed devices for operator safety*
 - *Formalin delivery/discharge system with electronic control*



Tavolo di accettazione e colorazione aspirato
Acceptance and coloring table with aspiration system



Complementi e arredi

Standard furnishings and accessories



Armadio aspirato
Aspiration cabinet



Banco inox di lavoro
Stainless steel work bench

Arredi per laboratorio
Laboratory furniture



Unità lavaggio
Washing unit



celle refrigeranti e sistemi di movimentazione

Refrigerated cells and transfer systems



Unità celle mortuarie

Refrigerated mortuary cells



Mod. CMT frontale e carrello sollevatori CSF
Mod. CMT front approach and CSF lifting trolley



Mod. CML laterale
Mod. CML side approach

Modello <i>Model</i>	N° Posti <i>Nº Places</i>	Dim. porta <i>Door dim.</i>	Temperatura <i>Temperature</i>
CMT4F1 CMT18F1	1	N° 1 680X500	+4 -18
CMT4F2 CMT18F2	2	N° 2 sovrapposte 680X500 N° 2 680X500 one on top of the other	+4 -18
CMT4F3 CMT18F3	3	N° 3 sovrapposte 680X500 N° 3 680X500 one on top of the other	+4 -18
CMT4F4 CMT18F4	4	N° 2 file da n° 2 sovrapposte 680X500 N° 2 rows of n° 2 680X500s one on top of the other	+4 -18
CMT4F6 CMT18F6	6	N° 2 file da n° 3 sovrapposte 680X500 N° 2 rows of n° 3 680X500s one on top of the other	+4 -18
CMT4F9 CMT18F9	9	N° 3 file da n° 3 sovrapposte 680X500 N° 3 rows of n° 3 680X500s one on top of the other	+4 -18
CMT4L1 CMT18L1	1	N° 1 2200X520	+4 -18
CMT4L2 CMT18L2	2	N° 2 2200X520	+4 -18
CMT4L3 CMT18L3	3	N° 3 2200X520	+4 -18

Disponibili in versioni:

- vernicate
- acciaio inox
- esecuzione su misura

Available as follows:

- painted
- stainless steel
- made to measure




Barella 4952/E elevabile
4952/E lifting trolley stretcher



Barella 4952/A+B
4952/A+B trolley stretcher


Barella 4952/A+B con cofano in alluminio
4952/A+B trolley stretcher with steel top



Barella 4952/A+B con cofano in tela sterilizzata
4952/A+B trolley stretcher with sterilized fabric top

Sistemi di movimentazione

Transport systems



Sistema di trasferimento barelle da 4952/E a CSF
Trolley stretcher transfer system from 4952/E to CSF



CSL ribaltabile
CSL tilting type



Tavolo di deposito salme 5969
Table to store corpses 5969



Sistema di pesatura/misura
Weighting & Measuring system



Forniture Ospedaliere dal 1952