



Forniture Medico-Ospedaliere dal 1952

CATALOGO ARREDO ED ATTREZZATURE



**Strumenti e Dispositivi Medico-chirurgici,
Elettromedicali, Arredamento Sanitario
Vendita ed Assistenza dal 1952**



**Azienda certificata
UNI EN ISO 9001-2008
UNI CEI EN ISO 13485-2012
CERTIFICATO Nr. 4344**

**Tribunale Roma Nr. 5249/85
REA Nr. 552501
C.F. 06991810588
P. Iva 01663011003**

Vincal S.r.l. è un'azienda di forniture ospedaliere con consolidate esperienze nazionali e internazionali, specializzata nella distribuzione di dispositivi medici, elettromedicali, ortopedici e medico-chirurgici ospedalieri.

Fondata a Roma nel 1952, nel corso della sua storia Vincal S.r.l. ha esteso la propria attività in tutto il territorio italiano e ha instaurato importanti relazioni commerciali internazionali, occupandosi di rilevanti progetti nei Paesi in via di sviluppo e nei contesti caratterizzati da emergenze sanitarie.

Vincal S.r.l. sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi finalizzati al supporto quotidiano degli operatori sanitari, con il comune obiettivo di migliorare la qualità della vita e la salute dei pazienti.

Grazie all'elevato know-how tecnologico acquisito negli anni, alla stretta collaborazione con professionisti medici e infermieri, e al collaudato e capillare network di aziende partner, Vincal S.r.l. è in grado di offrire ai propri clienti prodotti personalizzati e tecnologicamente avanzati, in un'ottica volta a perseguire il miglior rapporto qualità/prezzo.

Fondazione	Crescita	Esperienze Internazionali	Emergenze Sanitarie	Leadership nazionale	Online con MedicoShop.it
1952	1952-1990	1990-2000	2005	2010	2016
Nasce Vincal Inizialmente l'attività riguarda l'importazione e la distribuzione di suture e strumenti chirurgici di precisione dalla Germania Ovest.	La crescita negli anni è costante e aumenta sensibilmente il numero di prodotti commercializzati. Vincal espande e consolida la presenza sul territorio nazionale.	Durante gli anni '90 si intensificano le esperienze internazionali e vengono stretti rapporti commerciali con i principali paesi Europei, gli Stati Uniti e l'Asia.	Inizia l'attività nei contesti di emergenza sanitaria in Asia e in Africa.	Vincal aderisce al portale nazionale Acquistinretepa.it, rafforzando il proprio ruolo come uno dei principali fornitori delle ASL e degli Enti Ospedalieri in Italia.	Viene lanciato MedicoShop, l'e-commerce di prodotti medici di Vincal con oltre 3000 articoli a catalogo.

Catalogo Arredi Rev. 5 - 2018

VINCAL S.r.l. - Cap.sociale € 100.000 int.vers.
Via di Portonaccio, 13 - 00159 ROMA - Tel. 06/2752136 - r.a. - Fax 06/21702993
E-mail: info@vincal.it - Web site: www.vincal.it - Ecommerce: www.medicoshop.it

CARRELLI OSPEDALIERI VINCAL

Sempre a fianco dell'operatore



- › Adattabili a ogni esigenza › Facilmente sanificabili
- › Resistenti, affidabili e sicuri › Personalizzabili con accessori

VINCAL®

Forniture Medico-Ospedaliere dal 1952

Dimensioni a disposizione

(dimensioni del solo corpo carrello)

SMALL (NC) – MEDIUM (MX) – LARGE (VI) – EXTRA LARGE (DX)



Serie NC - 540 x 542 mm



Serie MX - 690 x 542 mm



Serie VI - 932 x 542 mm



Serie DX - 1125 x 542 mm

Caratteristiche generali dei carrelli NC-MX-VI-DX

La gamma dei carrelli NC-MX-VI-DX è estremamente versatile grazie alle diverse altezze e configurazioni disponibili, tutte personalizzabili con una vasta gamma di accessori. La struttura angolare in alluminio, abbinata al corpo in lamiera di acciaio interamente saldato ed alle ruote ad alta scorrevolezza, fa sì che i carrelli NC-MX-VI-DX siano leggeri, robusti ed estremamente maneggevoli. Privi di spigoli vivi, rivettature o fori esterni, questi carrelli abbinano qualità estetiche e pratiche ad una serie di pregi tecnici che ne fanno un prodotto affidabile nel tempo. Sono stati studiati per essere facilmente sanificati e disinfettati con i più comuni prodotti ad uso ospedaliero. Ogni carrello è munito di 2 ruote con freno, 1 ruota direzionale ed 1 ruota girevole.

Colori

Disponibili in 4 colori principali e altri colori opzionali:

TIPO DI VERNICE	COLORE	PANTONE
BUCCIATO	BIANCO	 RAL 9010-9016
LISCIO	GIALLO	 123 C
LISCIO	ROSSO	 RAL 3020
LISCIO	BLU	 RAL 5010
LISCIO	CREMA	 1205 C
LISCIO	ARANCIO	 162 C
LISCIO	ROSA	 182 C
LISCIO	LAVANDA	 2645 C
LISCIO	AZZURRO	 291 C
LISCIO	VERDE	 351 C

Su richiesta:

- verniciatura antistatica
- verniciatura antistatica ed antibatterica

Il carrello può essere personalizzato secondo lo stile delle vostre attrezzature e del vostro mobilio ospedaliero, oltre che nel colore anche scegliendo ad esempio, i simpatici disegni a tema “mare” o “giardino”, ideali per un reparto pediatrico.



Struttura in angolari di alluminio

Una leggera struttura in alluminio ai 4 angoli irrobustisce e protegge il carrello da eventuali urti, oltre ad incorporare le guide porta accessori. Gli inserti antiurto angolari sono disponibili in colori diversi.

Grigio



Giallo



Rosso



Blu



Ruote

Sulla serie di carrelli NC-MX-VI-DX, la ruota standard è quella in acciaio. Su richiesta con sovrapprezzo è possibile applicare gli altri modelli di ruote illustrate, tutte di diametro da 125 mm e in gomma antitraccia, di cui 2 con freno.

Ruota gemellata



Ruota nylon



Ruota antipolvere



Ruota acciaio antistatica



Cassetti



Cassetto A: Dimensioni Utili
L 569 x P 398 x H 75 mm



Cassetto B: Dimensioni Utili
L 569 x P 398 x H 155 mm



Cassetto C: Dimensioni Utili
L 569 x P 398 x H 235 mm

I cassetti sono interamente realizzati in lamiera d'acciaio saldata a garanzia di resistenza anche ai carichi più gravosi: la portata massima in sicurezza per ogni cassetto è di 25 Kg. Tutti i cassetti sono ad apertura totale su guide telescopiche in acciaio con cuscinetti a sfera. Possono essere facilmente asportati sganciandoli dalle guide per consentire operazioni di pulizia accurata. Le configurazioni dei carrelli proposti di seguito, possono essere variate per quanto riguarda il numero, le dimensioni e il colore dei cassetti.

Altezza

I carrelli della serie MX sono disponibili in 4 altezze modulari



848 mm



927 mm



1006 mm



1090 mm

Dotazione standard per tutti i carrelli della Serie NC-MX-VI-DX

Piano d'appoggio in ABS



Con bordi di contenimento, resistente e facile da pulire
Dimensioni utili mm. 600 x 420

Chiusura centralizzata



Per chiudere a chiave tutti i cassetti contemporaneamente

Comoda impugnatura



Impugnatura in acciaio comoda e resistente con altezza regolabile

Antiribaltamento



Sicurezza antiribaltamento: è possibile aprire un solo cassetto per volta

Piano estraibile



Scorrevole a scomparsa L. 380 mm P. 470 mm
Portata massima: 8 kg

Divisori interni



In dotazione 2 serie di divisori (1 x cassetto A + 1 x cassetto B).
Regolabili per organizzare il contenuto

Peso dei carrelli

ARTICOLO	PESO IN KG
AEC47	41,2
BC37BL	24,7
DX34BI	104,53
DX34BL	104,53
EC5302	36,9
EC5311	32,1
EC5314	48,3
EC5330	32,1
FC2703L	34,23
FC2704L	41,84
FC3432DXL	61,5
FC3440DXL	52,6
IV01	1,6
LX3405EMG	55,55
MI3105	40,2

ARTICOLO	PESO IN KG
MI3405	44,2
MI3706	48,2
MX2800	57,23
MX28	48,81
MX31	55,17
MX31FDT	55,17
MX34SC	54,25
MX34	58,26
MX34FDT	65,48
MX37SC	67,1
MX37	63,37
OT-D2	45,05
OT-S2	24,80
TC3100TTR	45,12
TC3400TRR	48,12

ARTICOLO	PESO IN KG
TC3700TTR	51,2
TC4600TTR	66
WCD6C	162,33
WCS6C	81,64
FS145-06-WH	43,62
FS165-06-WH	46
DX34BI	104,53
FW185-06-WH	22,2
FW185-08-WH	35,54
MS34	51,5
VI34	73,2
MBI3722	69,18
MBI3731	69,18
MBI4241	83,05

MX Anestesia

Descrizione:

Il carrello MX Anestesia è ideato per rispondere alle specifiche esigenze dell'anestesista. Oltre alla chiusura centralizzata di tutti i cassetti, il cassetto per anestetici ha uno sportello con serratura dedicata, che lo rende sicuro ed accessibile solo al personale autorizzato. Ovviamente, oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale MX Anestesia suggerito di seguito, può essere montata una vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.



Cassetto per anestetici



Fornito di sportello con serratura per una totale protezione dei medicinali

Divisori interni per cassetti



Riposizionabili e removibili
Misure utili interne dei cassetti: 570 x 400 (p) x 58 H

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08



MODELLI E DIMENSIONI*	MX28ANE	MX31ANE	MX34ANE	MX37ANE
mm				
Larghezza	690	690	690	690
Profondità	518	518	518	518
Altezza piano lavoro	848	927	1006	1090
Altezza (senza ruote)	714	793	872	951

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori



Sono applicabili alla barra porta accessori più ripiani multi-funzioni

KIT ACCESSORI OPZIONALI MX ANESTESIA

- | | |
|----------|---|
| 1 | Asta fleboclisi regolabile in altezza da 345 ad 875 mm dal piano del carrello |
| 2 | Set cassette porta oggetti basculanti Large |
| 3 | Set cassette porta oggetti basculanti Small |
| 4 | Barra porta accessori |
| 5 | Contenitore smaltimento taglienti |
| 6 | Dispenser per guanti |
| 7 | Cestino rifiuti |

N.B. La configurazione dei carrelli illustrati è indicativa. Sono possibili configurazioni personalizzabili.

MX Emergenza

Descrizione:

Il carrello MX Emergenza garantisce agli operatori il massimo standard in termini di operatività e sicurezza. Grazie agli accessori suggeriti, definisce un nuovo standard nell'organizzazione e nelle funzioni, per rispondere al meglio ad ogni tipo di emergenza. Ovviamente, oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale MX Emergenza suggerito di seguito, può essere montata una vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.



Chiusure con sigilli



Solo del primo cassetto (standard)



Barra di chiusura di tutti i cassetti (optional)


LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08



MODELLI E DIMENSIONI*	MX28EMG	MX31EMG	MX34EMG	MX37EMG
mm				
Larghezza	690	690	690	690
Profondità	518	518	518	518
Altezza piano lavoro	848	927	1006	1090
Altezza (senza ruote)	714	793	872	951

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori



In alluminio, può ruotare di 360° ed essere bloccato, dotato di cinghie di fissaggio

In polimero trasparente, resistentissimo e facile da pulire

KIT ACCESSORI OPZIONALI MX EMERGENZA

- 1** Asta fleboclisi regolabile in altezza da 345 ad 875 mm dal piano del carrello
- 2** Piano porta defibrillatore/monitor
- 3** Contenitore smaltimento taglienti
- 4** Porta bombola
- 5** Tavola per massaggio cardiaco

N.B. La configurazione dei carrelli illustrati è indicativa. Sono possibili configurazioni personalizzabili.

MX Terapia

Descrizione:

I carrelli MX Terapia sono adatti alle esigenze di ogni tipo di reparto, studiati per attività di stoccaggio e distribuzione. Ovviamente, oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale MX Terapia suggerito di seguito, può essere montata una vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.



Cassetto porta PC, disponibile su ogni carrello (optional) - Misure utili: mm 571 x 397,3 x 40,3 H



Varie combinazioni di accessori, facili da montare, ideali per ogni esigenza

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08



MODELLI E DIMENSIONI*	MX28PRO	MX31PRO	MX34PRO	MX37PRO
mm				
Larghezza	690	690	690	690
Profondità	518	518	518	518
Altezza piano lavoro	848	927	1006	1090
Altezza (senza ruote)	714	793	872	951

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori



KIT ACCESSORI OPZIONALI MX TERAPIA

- | | |
|----------|---|
| 1 | Asta fleboclisi regolabile in altezza da 345 ad 875 mm dal piano del carrello |
| 2 | Cestello griglia multifunzione |
| 3 | Cestino rifiuti |
| 4 | Contenitore smaltimento taglienti |

N.B. La configurazione dei carrelli illustrati è indicativa. Sono possibili configurazioni personalizzabili.

MX Isolamento/Medicazione

Descrizione:

La serie MX Isolamento/Medicazione presenta configurazioni con cassetti profondi per lo stoccaggio di materiale di consumo. Ovviamente, oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale MX Isolamento/Medicazione suggerito di seguito, può essere montata una vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.



Cassetti molto robusti e capienti, adatti allo stoccaggio di ogni tipo di materiale



Varie combinazioni di accessori, facili da montare, ideali per ogni esigenza

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08



MODELLI E DIMENSIONI*	MX28ISO	MX31ISO	MX34ISO	MX37ISO
mm				
Larghezza	690	690	690	690
Profondità	518	518	518	518
Altezza piano lavoro	848	927	1006	1090
Altezza (senza ruote)	714	793	872	951

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori



KIT ACCESSORI OPZIONALI MX ISOLAMENTO/MEDICAZIONE

- 1** Porta distributore per guanti
- 2** Cestello griglia multifunzione
- 3** Cestino rifiuti

N.B. La configurazione dei carrelli illustrati è indicativa. Sono possibili configurazioni personalizzabili.

MX Emergenza Pediatrica

Descrizione:

I carrelli per emergenza MXEMGP sono studiati per affrontare le emergenze nei reparti pediatrici. Le diverse colorazioni dei cassetti facilitano l'individuazione immediata dei diversi contenuti, suddivisi in funzione al rapporto peso/altezza del bambino. Ovviamente oltre alla dotazione standard, può essere montata una vasta gamma di accessori opzionali, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.



MX37EMGP2 con chiusura a sigilli indipendenti per ciascun cassetto



MX37EMGP1 con chiusura a sigillo unico

N.B: Tutti gli accessori illustrati sono opzionali

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

Pink 6-7 kg	Red 8-9kg	Purple 10-11kg	Yellow 12-14kg
White 15-18kg	Blue 19-23kg	Orange 24-29kg	Green 30-36kg

MODELLI E DIMENSIONI*	MX37EMGP1	MX37EMGP2
mm		
Larghezza	690	690
Profondità	518	518
Altezza piano lavoro	1090	1090
Altezza (senza ruote)	951	951

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Carrello per medicinali con chiusura elettronica MOD. MX3414



Fornito di sportello con serratura per un completo controllo ed una totale protezione dei medicinali



Caratteristiche principali

Misure di ingombro mm. 690 x 518 x 1006 H.

Chiusura centralizzata con sistema elettronico NUOVO TOUCHPAD LOCK (Keyless locking system)



Configurazione cassette:

1. Cassetto di sicurezza con chiusura indipendente con pannello munito di chiave;
2. Cassetto Tipo A: mm. 569 x 398 x 75
3. Cassetto Tipo B: mm. 569 x 398 x 155, portamedicinali estraibile totalmente dalla parte frontale del carrello, contenente: 5 vaschette indipendenti estraibili con divisori interni mm. 112 x 215 x 154 h, divisori dello spazio residuo del cassetto;
4. Cassetto Tipo B: mm. 569 x 398 x 155,
5. Cassetto Tipo C: mm. 569 x 398 x 235

Accessoriabile con tutta la vasta gamma di accessori a disposizione.

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

Carrelli per distribuzione farmaci MBI

I carrelli serie MBI sono dotati di cassette ad estrazione completa su entrambi i fronti del carrello con vaschette in ABS completamente estraibili. Sulla maniglia predisposta per l'estrazione della vaschetta, è presente una tasca per l'apposizione di una etichetta.

Ogni vaschetta è dotata di due separatori orizzontali per una migliore ed ordinata sistemazione dei farmaci

DIMENSIONI	
Formato A	L 112 x P 215 x H 75 mm
Formato B	L112 x P 215 x H 154 mm



Piano di lavoro supplementare

Tutti carrelli della serie MBI sono dotati di un piano di lavoro estraibile verso destra.

Sistema di sicurezza - montato solo sui cassette in acciaio

I carrelli sono dotati di un **sistema di sicurezza MIS** che impedisce l'apertura contemporanea di più cassette, impedendo così, in maniera assoluta, il rischio di ribaltamento per lo spostamento del baricentro al di fuori dell'area della base. Questo consente al personale di poter caricare i cassette anche con carichi importanti (soluzioni fisiologiche) senza alcun rischio o attenzione particolare.

Chiusura centralizzata

Chiusura centralizzata con sistema interno interamente metallico. Serratura laterale con chiave metallica che chiude simultaneamente sia i cassette in ABS per medicinali, che i cassette in acciaio.

Modelli disponibili

CARATTERISTICHE	MB 3424	MB 3722	MB 3731	MB 4241	MB 4250
Cassette porta vaschette	4				
Di cui apribili su entrambi i fronti	2				
Totale vaschette per farmaci su ogni carrello	Tipo A 20	Tipo B 20	Tipo B 30	Tipo B 40	Tipo B 50
Vaschette a disposizione su ogni fronte	Tipo A 10	Tipo B 10	Tipo B 15	Tipo B 20	Tipo B 25
Cassette in acciaio:					
Tipo A - 75 mm.	2	0	0	0	0
Tipo B - 155 mm.	1	1	0	1	0
Tipo C - 235 mm.	1	1	1	0	0
Larghezza	690	690	690	690	690
Profondità	540	540	540	540	540
Altezza	1010	1100	1100	1229	1229
Altezza senza ruote	885	885	885	1070	1070



MB 3424 (fronte)



MB 3424 (fianco)



MB 3424 (retro)



MB 3722



Vista lato maniglia



MB 3731



MB 4241



Vista lato serratura



MB 4250

MX Multifunzione

Descrizione:

La serie MX Multifunzione rendono agevole e razionale il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di medicinali e materiali. Ovviamente, può essere montata una vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.

Cassetti e vani



Cassetti e vani sono molto robusti e capienti, adatti allo stoccaggio di ogni tipo di materiale. I vani sono disponibili anche senza battenti (Art. MX37SC-ND)



Caratteristiche

- Struttura portante in profilo di alluminio – pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Comoda impugnatura
- Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti in uso nei reparti
- Piano di lavoro supplementare estraibile
- 2 cassetti con chiusura centralizzata (Art. MX34SC..) oppure 3 cassetti (Art. MX37SC..)
- 1 vano con chiusura a battenti con chiave indipendente dai cassetti e ripiano regolabile
- 4 ruote piroettanti da 12,5 cm (2 con freno)
- Molti accessori disponibili a catalogo

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI*	MX3402SC	MX3703SC
	MX3402SC-ND (senza battenti)	MX3703SC-ND (senza battenti)
mm		
Larghezza	690	690
Profondità	518	518
Altezza piano lavoro	1006	1090
Altezza (senza ruote)	872	951
Cassetti A L 569 x P 398 x H 75 mm	2	3

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Carrelli Trasporto

Descrizione:

I carrelli della serie TC sono leggeri e capienti, perfetti per il trasporto e lo stoccaggio in vassoi e cesti formato ISO 3394 (mm. 600 x 400 di diverse altezze). Hanno una chiusura a serranda in ABS, che serve a proteggere il contenuto dei vassoi/cestini cassetti durante il trasporto. Il pannello di chiusura a serranda permette l'estrazione completa dei vassoi e dei cestini, che possono essere inseriti, a diverse altezze, secondo le combinazioni desiderate. Su richiesta il carrello può essere fornito nella versione aperta, ma con blocco dei vassoi e dei cassetti mediante una barra verticale con serratura. È possibile applicare una vasta gamma di accessori.



Porta etichette



LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08



MODELLI E DIMENSIONI*	TC3100	TC3400	TC3700
mm			
Altezza vano interno (per cassette e cestelli)	533	610	686
Larghezza	716	716	716
Profondità	520	520	520
Altezza piano lavoro	945	1005	1105
Altezza (senza ruote)	790	870	950

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Carrelli terapia a doppia colonna

Descrizione:

I carrelli di terapia a doppia colonna rendono agevole e razionale il trasporto e la distribuzione di medicinali, medicazioni e materiali vari. La doppia colonna di cassette consente un incremento della quantità di materiale trasportabile, senza nulla togliere all'organizzazione dello stoccaggio grazie alle diverse composizioni di cassette nate per agevolare tale funzione. Questa serie è perfetta per tutti gli usi in reparti ospedalieri, case di cura, cliniche e centri medici specializzati. I cassette sono interamente realizzati in lamiera d'acciaio saldata a garanzia di resistenza anche ai carichi più gravosi: la portata massima in sicurezza per ogni cassetto è di 25 Kg. Tutti i cassette sono ad apertura totale su guide telescopiche in acciaio con cuscinetti a sfera. Possono essere facilmente asportati sganciandoli dalle guide per consentire operazioni di pulizia accurata.

Caratteristiche

- Piani di lavoro in ABS con bordi di contenimento, resistente e facile da pulire.
- Impugnatura comoda ad altezza regolabile facile da installare.
- Piano estraibile scorrevole a scomparsa 380x470 mm portata massima: 8kg.
- Struttura in alluminio anodizzato.
- 4 ruote piroettanti da 125 mm: 2 con freno, 1 con controllo direzionale e 2 libere.
- Misure complessive d'ingombro: 1125 x 545 x 1010 mm.
- Possibilità di applicare una vasta gamma di accessori, per meglio rispondere ad ogni tipo di esigenza.
- Chiusura centralizzata dei cassette, indipendente tra le due colonne a mezzo di due distinte serrature.
- Possibilità di personalizzare il carrello attraverso la scelta della colorazione e del tipo di verniciatura: antistatica e antistatica/antibatterica.
- Paracolpi alla base sui 2 lati corti.



DX34

Composizione

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

DIMENSIONI CASSETTI		
Altezza	Colonna sinistra	Colonna destra
	Misure 590 x 420 mm	Misure 400 x 420 mm
75 mm	2	4
155 mm	2	1
235 mm	1	1

Carrelli serie Mini

Descrizione:

I carrelli Mini sono progettati con piccole dimensioni per renderli ideali nelle aree a spazio limitato. Forniscono un adeguato spazio di deposito e sono facilmente trasportabili ovunque. La chiusura centralizzata dei cassetti garantisce la necessaria sicurezza di questi carrelli leggeri e versatili. La serie Mini conserva tutte le caratteristiche generali della serie MX compresa la disponibilità di varie colorazioni e la modularità in altezza dei cassetti ma differendo per l'estrema compattezza del progetto tutto finalizzato a soddisfare le esigenze del minimo ingombro. Il carrello non è accessorabile.



Cassetto porta PC, disponibile per ogni carrello (optional)

Caratteristiche

- Struttura e pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti in uso nei reparti
- Paracolpi in ABS
- Chiusura centralizzata a chiave
- 4 ruote piroettanti da 100 mm (2 con freno)



LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI*	MI3105	MI3405	MI3706
Cassetti da 75 - 155 - 235 mm	3 - 1 - 1	2 - 2 - 1	3 - 2 - 1
mm			
Larghezza	540	540	540
Profondità	518	518	518
Altezza piano lavoro	867	946	1025
Altezza (senza ruote)	732	811	890

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello

Carrelli serie Nc

Descrizione:

I carrelli Nc sono progettati con piccole dimensioni per renderli ideali nelle aree a spazio limitato. Forniscono un adeguato spazio di deposito e sono facilmente trasportabili ovunque. La chiusura centralizzata dei cassetti garantisce la necessaria sicurezza di questi carrelli leggeri e versatili. La serie Nc conserva tutte le caratteristiche generali della serie MX compresa la disponibilità di varie colorazioni e la modularità in altezza dei cassetti ma differendo per la estrema compattezza del progetto tutto finalizzato a soddisfare le esigenze del minimo ingombro.



NC3706

Dimensioni piano (utili): 400 x 430 mm



Cassetto porta PC, disponibile su ogni carrello (optional)

Caratteristiche

- Struttura portante in profilo di alluminio - pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Accessoriabile con gli stessi prodotti della linea MX
- Paracolpi in ABS
- Chiusura centralizzata a chiave
- 4 ruote piroettanti da 100 mm (2 con freno)



LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI*	NC3405	NC3706
Cassetti da 75 - 155 - 235 mm	2 - 2 - 1	3 - 2 - 1
mm		
Larghezza	540	540
Profondità	520	520
Altezza piano lavoro	977	1056
Altezza (senza ruote)	842	921

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Carrelli Serie NC per emergenza

Descrizione:

Maneggevoli e di dimensioni molto compatte consentono in poco spazio di avere tutto il necessario a portata di mano. Il carrello NC Emergenza garantisce agli operatori il massimo standard in termini di operatività e sicurezza.

Grazie agli accessori suggeriti, definisce un nuovo standard nell'organizzazione e nelle funzioni, per rispondere al meglio ad ogni tipo di emergenza.

Oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale suggerito di seguito, può essere montata tutta la vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.

Chiusure con sigilli



Solo del primo cassetto (standard)



Barra di chiusura di tutti i cassetti (optional)



NC34



1



2



3



4



NC37



5

KIT ACCESSORI OPZIONALI EMERGENZA

- | | |
|---|---|
| 1 | Asta fleboclisi regolabile in altezza da 345 ad 875 mm dal piano del carrello |
| 2 | Piano porta defibrillatore/monitor |
| 3 | Contenitore smaltimento taglienti |
| 4 | Porta bombola |
| 5 | Tavola per massaggio cardiaco |

Carrello per terapia VI-34

Descrizione:

Il nuovo carrello per terapia VI-34 completa la gamma di dimensioni a disposizione. Si pone come misura intermedia tra il modello MX ed il più grande DX.

Le maggiori dimensioni dei cassetti e del piano di lavoro offrono più opportunità per lo stoccaggio, la distribuzione ed il lavoro di reparto, pur mantenendo dimensioni d'insieme molto compatte.

Il nuovo carrello per terapia VI-34 ha le stesse caratteristiche tecniche complessive, colori della serie MX ed è accessoriabile con tutti gli accessori a disposizione.



LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI*	VI-34
Cassetti da 75 - 155 - 235 mm	2 - 2 - 1
mm	
Larghezza	964
Profondità	542
Altezza (con ruote)	1018

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Caratteristiche

- Struttura portante in profilo di alluminio - pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Accessoriabile con gli stessi prodotti della linea MX
- Paracolpi in ABS
- Chiusura centralizzata a chiave
- 4 ruote piroettanti da 125 mm (2 con freno), 1 direzionale, 1 libera
- Piano laterale estraibile standard
- Dimensioni del piano di lavoro: 932 (L) x 525 (P) mm, con alzatina su 3 lati e leggero rialzo sul fronte.



Composizione cassetti

- 2 cassetti con altezza 7,5 - dim. utili interne: 815 x 388 x 76 mm
- 2 cassetti con altezza 15,5 - dim utili interne: 815 x 388 x 155 mm
- 1 cassetto con altezza 23,4 - dim utili interne: 815 x 388 x 234 mm

Carrelli serie Es

Descrizione:

La nuova gamma dei carrelli serie ES include prodotti dal design moderno, unico nel suo stile.

L'estrema versatilità che si ottiene grazie alle diverse configurazioni disponibili e alle diverse altezze, fa sì che i carrelli della serie ES siano in grado di soddisfare l'utente per qualsiasi necessità.

Questo è reso possibile anche grazie all'ampia gamma di accessori che rendono personalizzabile ogni singolo carrello. Inoltre la struttura in alluminio che avvolge il carrello, oltre a dargli un tocco di stile, dona un'importante resistenza e robustezza mantenendo comunque la leggerezza. I carrelli della serie ES sono inoltre privi di spigoli e sono studiati per essere facilmente sanificati e disinfettati con i più comuni prodotti ad uso ospedaliero.



I cassetti dei carrelli della serie ES sono tutti autorientranti silenziosi.

Caratteristiche

- Struttura portante in profilo di alluminio - pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Accessoriabile con gli stessi prodotti della linea MX
- Paracolpi in ABS
- Chiusura centralizzata a chiave
- 4 ruote piroettanti da 100 mm (2 con freno)



Per andare incontro all'utente, il montaggio degli accessori è stato progettato in modo da non richiedere l'ausilio di particolari strumenti. Questo vantaggio permette anche un notevole risparmio di tempo.

I carrelli inoltre dispongono di due piani laterali estraibili, uno destro e uno sinistro, che permettono una maggior efficienza per l'utente.

Opzioni

Colori per cassetti e cappuccio maniglie



1 - Rosso



2 - Blu



3 - Giallo



4 - Bianco



Disponibile per uno o per tutti i cassetti

- 1 - Chiusura di sicurezza solo primo cassetto
- 2 - Barra di chiusura per tutti i cassetti

Opzioni del ripiano superiore



Piano in acciaio inox



Piano in ABS

Ruote

Misura: 125 mm (5")



1 - Plastica metallo
Ruote TPR



2 - Acciaio medico
Ruote TPR



1 - Ruote gemellate
Ruote TPR



1 - Ruote gemellate
TENTE

Carrello emergenza serie Es

Carrello emergenza con blocco di sicurezza


La nuova gamma dei carrelli emergenza è stata progettata con la collaborazione di professionisti dei reparti medici di Pronto Soccorso, per offrire il massimo in termini di praticità e sicurezza.

Questi carrelli definiscono un nuovo standard di organizzazione e funzionalità con accessori specializzati per ogni risposta di emergenza.


I carrelli della serie ES offrono una maggiore praticità e fluidità nei movimenti oltre alla possibilità di personalizzare il singolo carrello con una vasta gamma di accessori.

Caratteristiche

- in acciaio verniciato a polvere per garantire una maggior resistenza
- leggero, per aumentare l'efficienza
- paraurti in alluminio che circondano il carrello per una protezione totale
- impugnatura ergonomica per un pratico utilizzo
- piani laterali estraibili, uno a destra e uno a sinistra, per aggiungere spazio di lavoro
- chiusura centralizzata con chiave
- guide dei cassetti autorientranti silenziose
- cassetti con maniglie smussate
- ruote sileziose
- possibilità di avere il piano superiore in acciaio inox



ES31EMG



ES34EMG




ES37EMG

Specifiche


Larghezza	675 mm	26.6 inch	675 mm	26.6 inch	675 mm	26.6 inch
Profondità	500 mm	19.7 inch	500 mm	19.7 inch	500 mm	19.7 inch
Altezza	916 mm	36.1 inch	995 mm	39.2 inch	1074 mm	42.3 inch
Combinazione cassetti (dimensione esterna) (L x H mm)	3 cassetti 598 x 76 (3") 1 cassetti 598 x 155 (6") 1 cassetti 598 x 234 (9")		2 cassetti 598 x 76 (3") 2 cassetti 598 x 155 (6") 1 cassetti 598 x 234 (9")		3 cassetti 598 x 76 (3") 2 cassetti 598 x 155 (6") 1 cassetti 598 x 234 (9")	

Accessori


1	Asta porta flebo	VIV	Altezza regolabile
2	Mensola porta defibrillatore	VDS	Può ruotare di 360°
3	Tavola per massaggio cardiaco	VCPR	In acrilico, resistente e facile da pulire
4	Contenitore per taglienti	VSC	Le fasce regolabili fissano saldamente il contenitore
5	Sostegno per bombola d'ossigeno	VO2	Le fasce regolabili fissano saldamente il sostegno



Opzioni sistema di blocco



1 - Chiusura di sicurezza solo primo cassetto



2 - Barra di chiusura per tutti i cassetti


Carrello anestesia serie Es

Carrello anestesia con chiusura centralizzata


I carrelli anestesia della serie ES sono stati progettati combinando funzioni e tecnologie specifiche necessarie nei reparti di anestesia. Questa serie offre inoltre una vasta gamma di accessori che permettono di personalizzare il carrello a seconda di ogni esigenza.

Caratteristiche


- in acciaio verniciato a polvere per garantire una maggior resistenza
- leggero, per aumentare l'efficienza
- paraurti in alluminio che circondano il carrello per una protezione totale
- impugnatura ergonomica per un pratico utilizzo
- piani laterali estraibili, uno a destra e uno a sinistra, per aggiungere spazio di lavoro
- chiusura centralizzata con chiave
- guide dei cassetti autorientranti silenziose
- cassetti con maniglie smussate
- ruote sileziose
- possibilità di avere il piano superiore in acciaio inox



ES31ANE



ES34ANE



ES37ANE

Specifiche


Larghezza	675 mm	26.6 inch	675 mm	26.6 inch	675 mm	26.6 inch
Profondità	500 mm	19.7 inch	500 mm	19.7 inch	500 mm	19.7 inch
Altezza	916 mm	36.1 inch	995 mm	39.2 inch	1074 mm	42.3 inch
Combinazione cassetti (dimensione esterna) (L x H mm)	3 cassetti 598 x 76 (3") 1 cassetti 598 x 155 (6") 1 cassetti 598 x 234 (9")		2 cassetti 598 x 76 (3") 2 cassetti 598 x 155 (6") 1 cassetti 598 x 234 (9")		3 cassetti 598 x 76 (3") 2 cassetti 598 x 155 (6") 1 cassetti 598 x 234 (9")	

Accessori

1	Asta porta flebo	SIV	Altezza regolabile
2	Portaoggetti (S)	STB-2	Set 12 box basculanti portaoggetti
3	Portaoggetti (L)	STB-1	Set aggiuntivo 5 box basculanti portaoggetti
4	Spazio extra per accessori	S-AB	Spazio extra per inserimento di ulteriori accessori
5	Porta guanti	SGD	Porta dispenser per guanti
6	Contenitore taglienti	SSC	Le fasce regolabili fissano saldamente il contenitore
7	Cestino per rifiuti	SFW	Con apertura a pedale per preservare l'igiene



Nello spazio extra è possibile montare diverse opzioni per contenere minuterie garantendo un rapido accesso




Carrello terapia serie Es

Carrello terapia con chiusura centralizzata


I carrelli terapia della serie ES possono essere personalizzati in modo da soddisfare qualsiasi esigenza nei reparti medici. La vasta gamma di accessori e la facilità di montaggio, consentono all'operatore di lavorare comodamente.

Caratteristiche

- in acciaio verniciato a polvere per garantire una maggior resistenza
- leggero, per aumentare l'efficienza
- paraurti in alluminio che circondano il carrello per una protezione totale
- impugnatura ergonomica per un pratico utilizzo
- piani laterali estraibili, uno a destra e uno a sinistra, per aggiungere spazio di lavoro
- chiusura centralizzata con chiave
- guide dei cassetti autorientranti silenziose
- cassetti con maniglie smussate
- ruote silenziose
- possibilità di avere il piano superiore in acciaio inox



ES31PRO



ES34PRO




ES37PRO

Specifiche

Larghezza	675 mm	26.6 inch	675 mm	26.6 inch	675 mm	26.6 inch
Profondità	500 mm	19.7 inch	500 mm	19.7 inch	500 mm	19.7 inch
Altezza	916 mm	36.1 inch	995 mm	39.2 inch	1074 mm	42.3 inch
Combinazione cassetti (dimensione esterna) (L x H mm)	3 cassetti 598 x 76 (3") 1 cassetti 598 x 155 (6") 1 cassetti 598 x 234 (9")		2 cassetti 598 x 76 (3") 2 cassetti 598 x 155 (6") 1 cassetti 598 x 234 (9")		3 cassetti 598 x 76 (3") 2 cassetti 598 x 155 (6") 1 cassetti 598 x 234 (9")	

Accessori

1	Asta porta flebo	SIV	Altezza regolabile
2	Contenitore	SMS	Contenitore multifunzione
3	Contenitore rifiuti	SFW	Con apertura a pedale
4	Contenitore per taglienti	SSC	Le fasce regolabili fissano saldamente il contenitore



Accessori

Accessori per il ripiano (Dimensioni L × P × H)



SIV
Asta flebo regolabile
in altezza



SDS
Mensola porte
defibrillatore
355 × 355-415 mm



STB-1
Set 5 box basculanti
portaoggetti
600 × 120 × 148 mm



STB-2
Set 12 box basculanti
portaoggetti
603 × 106 × 253 mm




S-AB
Sistema aste verticali
per montaggio
accessori
800 mm



SBS-1
Set vaschette
portaminuterie
75 × 105 × 190 mm



SGD & SPR-1
Porta distributore per
guanti + guida laterale
268 × 100 × 148 mm



SBH & SPR-1
Porta fiasconi + barra
porta accessori
354 × 88 × 108 mm

Altri tipi di accessori



SCPR
Tavola per massaggio
cardiaco
440 × 560 × 10 mm



VMH
Portaetichette
magnetico



VPS
Sigillo con numero
seriale, rosso



VPT
Sigillo con numero
seriale, rosa

Accessori

Accessori laterali (Dimensioni L × P × H)



SGD
Porta distributore per guanti + guida laterale



SSC
Contenitore per taglienti
145 × 145 148 mm



SBH
Porta flaconi
354 × 88 × 108 mm



SMS
Contenitore multifunzione
320 × 135 × 148 mm



SFW
Contenitore rifiuti con apertura a pedale
265 x 165 x 320 mm



SO2
Sostegno porta bombola
150 x 125 x 395 mm



SCH
Contenitore porta cateteri
125 × 100 × 400 mm



SSH
Mensola porta aspiratore
382 × 215 × 95 mm

Sui carrelli della serie ES possono essere montati anche gli accessori disponibili a pag. 49



Facili da assemblare

Il montaggio degli accessori è stato progettato in modo da non richiedere l'ausilio di particolari strumenti. Questo vantaggio permette anche un notevole risparmio di tempo.

MX Cartelle cliniche (per cartelle in faldoni verticali e/o cartelle sospese)

Art. MX34FDT



Cassetto



Cassetto porta PC, disponibile su carrello Art. MX37FDT
Misure utili: mm 571 x 397,3 x 40,3 H

Divisori



Divisori interni che aiutano l'archiviazione dei faldoni



Chiusura con chiave per la sicurezza dei documenti

Caratteristiche

- Struttura portante in profilo di alluminio – pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Comoda impugnatura
- Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti in uso nei reparti
- Vano per cartelle/faldoni con chiusura con sportello a scomparsa, a ribalta, maniglia e chiave – h 375 mm
- 10 divisori sospesi per faldoni in acciaio verniciato
- Cassetto inferiore per faldoni, o per cartelle sospese (supporti regolabili), h 300 mm
- Cassetto porta Pc estraibile (solo su Art. MX37FDT)
- 4 ruote piroettanti da 125 mm (2 con freno)
- Chiusura centralizzata a chiave
- Molti accessori disponibili a catalogo

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI*	MX34FDT	MX37FDT
mm		
Larghezza	690	690
Profondità	518	518
Altezza piano lavoro	1006	1090
Altezza (senza ruote)	872	951

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

MX Cartelle cliniche (per cartelle sospese)

Art. MX31FDT



Cassetti



Divisori e porta cartelle regolabili per ogni formato e dimensione del documento

Caratteristiche

- Struttura portante in profilo di alluminio – pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Comoda impugnatura
- Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti in uso nei reparti
- Piano di lavoro supplementare estraibile
- 2 cassettoni per cartelle sospese con supporti regolabili con maniglia – h 30 cm
- Chiusura centralizzata a chiave
- 4 ruote piroettanti da 12,5 cm (2 con freno)
- Misure complessive: 69 x 51,8 x 92,7 cm
- Molti accessori disponibili a catalogo

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI*	MX31FDT
mm	
Larghezza	690
Profondità	520
Altezza piano lavoro	927
Altezza (senza ruote)	793

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Carrello portacartelle cliniche con coperchio ad apertura scorrevole orizzontale

Art. FD27




Caratteristiche

- Struttura, frontali, cassetti e coperchio in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Colore standard: bianco
- 1 maniglia di spinta
- Piano di copertura apribile orizzontalmente in due parti con maniglie a scomparsa
- Cassettone sottostante per cartelle A4 con comoda maniglia sporgente
- Il cassettone ed il piano superiore scorrono su guide metalliche con cuscinetti a sfera
- Chiusura con due chiavi
- Paracolpi sui quattro lati
- 4 ruote piroettanti da 125 mm. (2 con freno ed 1 direzionale)
- Dimensioni 701 x 542 x 682 H mm (senza ruote) altezza complessiva: 850 mm.
- Accessoriabili sui fianchi con molti accessori disponibili a catalogo

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08



Carrello porta cartelle cliniche TF3714

Nuovi carrelli per il trasporto e la conservazione di cartelle cliniche

Caratteristiche

- Struttura portante in profilo di alluminio – pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Chiusura frontale con serranda in materiale plastico ad alto scorrimento con apertura orizzontale per mezzo di comoda maniglia con chiusura a chiave
- Comoda impugnatura
- Interno suddiviso in due piani di appoggio
- Ogni piano è suddiviso in 8 ripartizioni con pannelli in plexiglass trasparente amovibili (tot. 16 spazi da 66 mm. di larghezza, 370 mm. di altezza e 415 mm. di profondità)
- Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti in uso nei reparti
- Piano di lavoro supplementare estraibile
- 4 ruote piroettanti da 125 mm (2 con freno)
- Misure complessive: 717 x 521,5 x 1102 mm
- Molti accessori disponibili a catalogo



Carrello Terapia a 5 cassetti completamente in acciaio inox

Art. MS34



Caratteristiche

Carrello per medicazioni a 5 cassetti completamente in acciaio inox 18/10.

- Dimensioni di ingombro: 649,40 (L) x 512,40 (P) x 1.01090 (H) mm
- 5 cassetti: 2 da 7,5 + 2 da 15 + 1 da 22,5 cm
- Guide metalliche con sistema di rientro automatico
- Maniglie a scomparsa
- Maniglia laterale regolabile in altezza
- Struttura laterale per la chiusura simultanea dei cinque cassetti
- Ruote da 12,5 cm (2 con freno, 1 direzionale, 1 libera)
- 4 paracolpi in gomma
- Piano di lavoro in acciaio inox

Sulle pareti laterali sono predisposti i supporti per l'aggancio delle barre porta accessori della serie MX.



Cassetti



Cassetto A: Dimensioni Utili
L 569 x P 398 x H 75 mm



Cassetto B: Dimensioni Utili
L 569 x P 398 x H 155 mm



Cassetto C: Dimensioni Utili
L 569 x P 398 x H 235 mm

I cassetti sono realizzati in lamiera di acciaio saldata a garanzia di resistenza anche ai carichi più gravosi: ogni cassetto ha portata massima di 25 Kg. Tutti i cassetti sono ad apertura totale su guide telescopiche in acciaio con cuscinetti a sfera. Possono essere facilmente asportati sganciandoli dalle guide per consentire operazioni di accurata pulizia.

Carrelli di servizio serie FC

Descrizione:

I carrelli di servizio della serie FC rendono agevole e razionale il trasporto e la distribuzione di medicinali, medicazioni e materiali vari. La serie FC è perfetta per tutti gli usi in reparti ospedalieri, case di cura, cliniche e centri medici specializzati. La struttura in alluminio ed i ripiani in Resina Termo Plastica Stampata (PP) opportunamente nervata, rendono i carrelli facilmente sanificabili ed in grado di sostituire, nella maggior parte degli usi, analoghi carrelli in acciaio inox superandoli per silenziosità, indeformabilità ed economicità. I carrelli FC sono disponibili anche in versione bifronte, con cassetti apribili su entrambi i lati. I cassetti sono interamente realizzati in lamiera d'acciaio saldata a garanzia di resistenza anche ai carichi più gravosi: la portata massima in sicurezza per ogni cassetto è di 25 Kg. Tutti i cassetti sono ad apertura totale su guide telescopiche in acciaio con cuscinetti a sfera. Possono essere facilmente asportati sganciandoli dalle guide per consentire operazioni di pulizia accurata.



FC2702L



FC2703L



FC2704L

Caratteristiche

- Piano di lavoro in PP stampato, resistente e lavabile, con comode impugnature
- Struttura in alluminio anodizzato
- Chiusura centralizzata dei cassetti
- 4 ruote piroettanti da 100 mm, di cui 2 con freno
- 2 cassetti da 75 mm
- 1 cassetto da 155 mm
- 1 cassetto da 235 mm (ART. FC2704L o vano a giorno (ART. FC2703L))
- Colori disponibili: bianco, rosso e blu



Accessori montabili su entrambi i lati: sono gli stessi della linea MX

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI*	FC2702L	
	FC2703L	
	FC2704L	
mm		
Larghezza	760	
Profondità	490	
Altezza piano di lavoro	1035	
Altezza (senza ruote)	935	

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Carrelli portafarmaci

Con contenitori in ABS

I contenitori in ABS con i divisori interni in PS sono disponibili in 2 misure e si prestano ad immagazzinare razionalmente medicinali e minuteria di ogni tipo. Sono facilmente asportabili dai cassetti per facilitare la pulizia e la preparazione.



112 x 215 x 75 mm 112 x 215 x 154 mm



FC3440DXL

4 cassetti (2 per lato)

4 cassetti (2 per lato)

L'apertura dei cassetti su entrambi i lati rende il servizio veloce ed efficiente



FC3432DXL

Caratteristiche standard

- Piano di lavoro in PP stampato, resistente e lavabile, con comode impugnature
- Struttura in alluminio anodizzato
- Chiusura centralizzata dei cassetti
- 4 ruote piroettanti da 100 mm, di cui 2 con freno
- 4 cassetti da 75 mm (2 per lato) con contenitori in ABS (5 cestelli portaoggetti per cassetto)
- Portata cassettoni Mod. FC2802 e FC2803: Kg 25 cad.
- Portata piani: Kg 60 cad.

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI*	FC3440DXL
	FC3432DXL
mm	
Larghezza	760
Profondità	490
Altezza piano di lavoro	1060
Altezza (senza ruote)	960

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

FC3440DXL

- 4 cassetti 75 mm (2 per lato)
- 4 cassetti da 155 mm (2 per lato) con contenitori in ABS (5 cestelli portaoggetti per cassetto)
- 1 vano giorno

FC3432DXL

- 4 cassetti 75 mm (2 per lato)
- 2 cassetti da 155 mm (1 per lato)
- 1 cassetto da 155 mm
- 1 cassetto da 230 mm



FC2800



FC2802



FC2804

Caratteristiche

- Previste anche le versioni con 3 lati pannellati (Cod. FC2801 - 03 - 05 - 07)
- Piani e cassetti in PP stampato, resistenti e lavabili, con comode impugnature
- Struttura in alluminio anodizzato
- 4 ruote piroettanti da 100 mm, di cui 2 con freno
- Portata piani serie FC: kg. 60 cad.
- Portata cassettoni del carrello FC2802: kg. 15 cad.



I carrelli FC28 possono essere forniti di un cestino portarifiuti



FC2806

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI*	FC2800	FC2802	FC2804	FC2806
	FC2801 (con pannelli su 3 lati)	FC2803 (con pannelli su 3 lati)	FC2805 (con pannelli su 3 lati)	FC2807 (con pannelli su 3 lati)
	FC2800A Amagnetico	FC2802A Amagnetico	FC2804A Amagnetico	FC2806A Amagnetico
	FC2801A Amagnetico	FC2803A Amagnetico	FC2805A Amagnetico	FC2807A Amagnetico
mm				
Larghezza (escluse le maniglie)	760	760	760	760
Profondità	490	490	490	490
Altezza piano di lavoro	890	890	830	830

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Carrelli di servizio – serie UC

Descrizione:

I carrelli di servizio della serie UC sono carrelli multiuso estremamente versatili e resistenti. La serie UC è perfetta per tutti gli usi in reparti ospedalieri, case di cura, cliniche e centri medici specializzati. La struttura in alluminio ed i ripiani in Resina Termo Plastica Stampata (PP) opportunamente nervata, rendono i carrelli facilmente sanificabili ed in grado di sostituire, nella maggior parte degli usi, analoghi carrelli in acciaio inox superandoli per silenziosità, indeformabilità ed economicità.



UC4330P
(pannellato su 3 lati)



UC3120
UC4320



UC2530

Caratteristiche

- Piani di lavoro in PP stampato, resistenti e lavabili, con comode impugnature
- Struttura in alluminio anodizzato 4 ruote piroettanti da 100 mm, di cui 2 con freno (Art. UC2530 con 4 ruote da 75 mm)
- Grande resistenza e versatilità per ogni utilizzo e ambiente
- Portata piani: Kg. 60 cad.



UC3130



UC4330

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI*	UC2530	UC3120	UC3130	UC4320	UC4330	UC4330P
mm						
Larghezza (escluse le maniglie)	485	620	620	930	930	930
Profondità	370	450	450	490	490	490
Altezza piano di lavoro	780	815	825	815	895	895


* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori



VGD + VPR-2
Porta distributore per guanti + guida laterale



VDS
Mensola porta defibrillatore
355 x 355 x 451 mm



VTB-2
Set 12 box basculanti portaoggetti Small
603 x 106 x 253 mm



VTB-1
Set 5 box basculanti portaoggetti Large
603 x 123 x 153 mm



**P-AB (H 800mm)
P-AB1 (H 1000 mm)**
Sistema aste verticali per montaggio accessori



VBH + VPR-1
Portaflaconi + barra porta accessori
355 x 95 x 80 mm



VCPR & VHK
Tavola per massaggio cardiaco con ganci
440 x 510 x 10 mm



VSD
Set cassette laterali basculanti (solo su MX34 e MX37)
450 x 120 x 665 mm



VO2 + VPR-2
Sostegno bombola + guida laterale
145 x 125 x 403 mm



VCH + VPR-2
Cestello porta catetere + guida laterale
100 x 100 x 480 mm



VFH + VPR-2
Porta documenti + guida laterale - Misure interne utili
mm. 315 x 105/60 x 335 H.



VMS + VPR-2
Cestello griglia multifunzione + guida laterale
mm. 330 x 130 x 180 H.



VPS
Sigillo con numero seriale, colore rosso
Conf. da 50 pz.



VPT
Sigillo con numero seriale, colore rosa Conf. da 50 pz.



VSH & VPR-2
Mensola porta aspiratore + guida laterale
213 x 395 x 115 mm



VWC + VPR-2
Cestino per rifiuti da Lt. 9 con coperchio basculante



VDH + VPR-2
Porta documenti + guida laterale
mm. 330 x 160 x 255 H



VMH
Placca magnetica per nome



VIV
Asta flebo regolabile in altezza



VBP
Para colpi laterale in ABS



VGD3
Porta distributore per 3 confezioni di guanti



VSC + VPR-2
Contenitore per taglienti da Lt. 1,76.
mm 110 x 113 x 215 H.



VBS + P-AB
Set vaschette porta minuterie + aste verticali



VWB + VPR-2
Raccoglitore aperto da 19 Lt. per rifiuti, mm. 365 x 255 x 460 H.



VWC-33
Cestello per accessori
mm. 145 x 250 x 180 H.
(utile)



HWP
Gancio in acciaio
verniciato per barre
laterali



VST
Piano di copertura del
top in acciaio inox



VTM-DX
Piano di copertura del
top in robusta plastica
trasparente



VTM-MX
Piano di copertura del
top in robusta plastica
trasparente




VTM-MI-NC
Piano di copertura del
top in robusta plastica
trasparente



VTS-DX
Mensola in acc.
verniciato per carrelli
serie DX



VTS-MX
Mensola in acc.
verniciato per carrelli
serie MX



VTS-NC
Mensola in acc.
verniciato per carrelli
serie NC



VTB-DX
Set 18 box basculanti
portaoggetti Small
905 x 106 x 253 mm



VBS-DX
Set 9 vaschette porta mi-
nuterie per carrelli serie DX



VO2L
Sostegno bombola
grande + guida laterale



VVP
Supporto per monitor
per serie MX con asta
verticale



VLP
Braccio lungo per
monitor per serie MX
con asta verticale



VVN
Supporto per Notebook
per serie MX con asta
verticale



VLN
Supporto per Notebook
per serie MX con braccio
lungo ed asta verticale



N-AD3
Set divisori regolabili per
cassetti serie MI e NC
altezza mm. 75



N-AD6
Set divisori regolabili per
cassetti serie MI e NC
altezza mm. 150



DIESB1
Dispenser per bicchieri di
plastica medi da applicare alla
barra frontale orizz. Cap. 20 pz.



DIESB2
Dispenser per bicchieri di
plastica piccoli da applicare alla
barra frontale orizz. Cap. 50 pz.



SUPFL01
Supporto a parete
metallico bianco con
dosatore a gomito
da 4 cc. per flaconi
da 500 ml (Flac. h
175 Ø 65 mm)



SUPFL02
Supporto a parete
metallico bianco con
dosatore a gomito
da 4 cc. per flaconi
da 500 ml (Flac. h
201 Ø 65 mm)



SUPFL03
Supporto a parete
metallico bianco con
dosatore a gomito
da 4 cc. per flaconi
da 1000 ml (Flac. h
262 Ø 65 mm)


Z004

Armadio porta endoscopi mm. 406 x 152 x 1220 H. con anta vetrata con guarnizioni e supporti interni



VCHM

Contenitore portacateteri in metallo con frontale in acrilico trasparente



BAR-40

Barra porta accessori in acciaio inox mm. 400 completa di attacchi



MEB-25

Mensola con bordi di contenimento in acciaio inox mm 250 x 130 x 20 H. Necessita della barra codice BAR-40



CON-13

Contenitore in acciaio inox mm. 130 x 130 x 280 H. Necessita della barra codice BAR-40



CON-25

Contenitore in acciaio inox mm. 250 x 130 x 280 H. Necessita della barra codice BAR-40



VPR-1

Barra frontale da 590 mm. per carrello MX, completa di viti



VPR-2

Barra frontale da 443 mm. per carrello MX, completa di viti



VPR-3

Barra frontale da 400 mm. per carrello NC, completa di viti



VPR-4

Barra frontale da 1,010.5 mm. per carrello DX, completa di viti



MAC-40

Mensola liscia con alzatina di sicurezza, con barra orizzontale di fissaggio in acciaio Inox, wmm. 400 x 200 x 70 H. Portata massima Kg.10




MAC-60

Mensola liscia con alzatina di sicurezza, con barra orizzontale di fissaggio in acciaio Inox, mm. 600 x 200 x 70 H. Portata max. Kg.10




SUP-1

Supporto metallico per contenitori rifiuti speciali, forma quadrata, dim. utili mm.160 x 160



SUP-2

Supporto metallico per contenitori rifiuti speciali, forma tonda, dim. utili diametro 200 mm.



GAU-1

Ganci universali, mm. 70 - cf. da 10 pz



GAU-2

Ganci universali, mm. 70 - cf. da 5 pz.



BC3

Bombola per ossigeno da 3 lt. Vuota, completa di valvola riduttrice, manometro 0-315 bar, uscita portagomma, disco inox "PER USO MEDICO" e gabbia di protezione accessori



VFT

Piano laterale abbattibile in acciaio verniciato. Dimensioni mm. 346 x 321



VHL
Maniglia di spinta supplementare



SP80085
Supporto universale per sostegno dei contenitori cilindrici per rifiuti ospedalieri. In materiale plastico flessibile, completo di cinghia e chiusura in nylon. La parte fissa è munita di 2 fori per l'aggancio alla barra per mezzo di due inserti. Lunghezza cinghia regolabile cm. 120. Dimensioni A = 250 mm.

STRP
Stickers per personalizzazione carrelli o con nome di reparti specifici (su richiesta)

STPD
Stickers bambini per personalizzazione carrelli per reparti pediatrici (su richiesta)



MULT6
Pannello multipresa certificato per elettrodomestici, con magnetotermico, interruttore, 6 prese Schuko, 6 portafusibili e 6 perni equipotenziali, completo di cavo senza spina



VPW
Cestino per rifiuti in plastica da Lt. 30 diviso in due vani e con doppio pedale. Completo di cesto di sostegno e barra. Dim. mm. 300 x 467 x 433



SPT-BS1
Supporto da tavolo in metallo plastificato completo di ventose. Adatto per contenitori tipo BS da 1,5 Lt.



7500450
Cestello in acciaio inox a 2 livelli per materiali in scatola, per contenere confezioni di compresse, bende, etc. Dim. 604 x 135 x 181 mm



7500079
Dispenser in acciaio inox a 4 livelli per scatole di suture. Dim. 600 x 170 x 290 mm



VSB
Cestino per rifiuti in acciaio verniciato da Lt. 30 con pedale. Completo di barra. Dim. mm. 300 x 467 x 433




SPB-BS3
Supporto da carrello in metallo plastificato con morsetto da barra verticale. Adatto per contenitori tipo BS da 3 Lt.



7500458
Cestello in acciaio inox a 4 livelli per materiali in scatola, per contenere confezioni di compresse, bende, etc. Dim. 604 x 135 x 365 mm



7500170
Dispenser in acciaio inox a 2 livelli per scatole di suture. Dim. 600 x 170 x 155 mm



VAH
Cestello per bottiglie di disinfettante. Dim. utili mm. 72 x 72 x 145 h



SPB-DIS
Supporto da carrello in metallo plastificato con morsetto da barra verticale. Adatto per contenitori tipo DISPO 0,7 Lt. e DISPO 1 Lt.




MHR120
Struttura porta sacco in acciaio inox da applicare su un lato, completa di barra. Dim. 350 x 283 x 736 mm

DIVISORI SINGOLI - H 7,5 CM




X-FD3
Divisori fissi
542 x 51 x 4,6 mm



X-SD3
Divisori corti
368 x 51 x 4,6 mm



X-AD3
Divisori regolabili
237 x 51 x 5,3 mm



X-LH
Porta etichetta
40 x 60 x 18 mm 20
pz. a conf.

DIVISORI SINGOLI - H 15 CM




X-FD6
Divisori fissi
542 x 51 x 4,6 mm



X-SD6
Divisori corti
368 x 51 x 4,6 mm



X-AD6
Divisori regolabili
237 x 51 x 5,3 mm




XTC
Clips a T per divisori
40 x 36 x 17,5 mm
10 pz. a conf.

VASSOI PER CARRELLI



XTR-3
Vassoio per carrello
in ABS 600 x 400 x
71 mm




XTR-6
Vassoio per carrello
in ABS 600 x 400 x
150 mm


SET DI DIVISORI FISSI




P-FD 3
Set di divisori fissi - h
7,5 cm 3 corti + 3 fissi
+ 2 strisce h 7,5 cm



P-FD 6
Set di divisori fissi - h
15 cm 2 corti + 2 fissi
+ 2 strisce h 15 cm



P-FT 6
Set di divisori fissi - h
15 cm 2 corti + 2 fissi



P-FT 3
Set di divisori fissi - h
7,5 cm 3 corti + 3 fissi


SET DI DIVISORI FISSI




P-AD 3
Set di divisori regolabili
- h 7,5 cm 3 corti + 6
regolabili + 2 strisce h
7,5 cm + 6 clip a T



P-AD 6
Set di divisori fissi - h
15 cm 2 corti + 2 fissi
+ 2 strisce h 15 cm +
4 clip a T



P-AT 6
Set di divisori
regolabili - h 15 cm 2
corti + 4 regolabili + 4
clip a T



P-AT 3
Set di divisori
regolabili - h 7,5 cm 3
corti + 6 regolabili + 6
clip a T

Nuova serie di carrelli per strumentazione medica ME e MW



Serie ME (non elettrificata)

Carrello per elettromedicali con piano di lavoro ad altezza regolabile

Caratteristiche

- Il carrello si contraddistingue per la sua elevata leggerezza, flessibilità e manovrabilità
- È studiato per offrire all'operatore un valido ed accessibile strumento di lavoro
- Il piano di lavoro è facilmente regolabile in altezza mediante un pedale che aziona una pompa a gas.
- 4 ruote con diametro 10 cm. (2 libere e 2 con freno)



Serie MW (elettrificata)

Stazione di lavoro mobile

Caratteristiche

- Alle caratteristiche del carrello Serie ME si aggiunge un pratico piano di lavoro che può contenere un PC portatile da 17". Il piano di lavoro è il coperchio del vano contenitore ed è chiudibile con l'apposita chiave.
- La base in ABS contiene tutto il gruppo di alimentazione



MODELLO												
	ME010	ME111	MEN010	MEN011	MWN111	MWN011						
	Carrello per elettromedicali (Non-Elettrificato)						Carrello per elettromedicali (Elettrificato)					
Accessorio standard		Porta tastiera			Porta tastiera		Gruppo alimentazione e batteria					
Materiali impiegati	Struttura verticale in alluminio, Struttura portante della base in acciaio, Copertura della base in ABS											
Portata	5 kg		10 kg				10 kg					
Lift mechanism	Pompa a gas con azionamento a pedale						Pompa a gas con azionamento a pedale					
Escursione per la regolazione dell'altezza del piano di lavoro	420 mm (da 812 a 1232 mm - dal pavimento al piano di lavoro) (Nel montaggio il piano di lavoro può essere regolato in altezza di +/- 300 mm)											
Piano di lavoro	Larghezza 485 x Profondità 395 mm				Larghezza 500 x Profondità 335 mm, con luce a led							
Dimensione della base	Larghezza 513 x Profondità 513 x Altezza 223 mm						Larghezza 506 x Profondità 523 x Altezza 400 mm					
Accessori opzionali	Supporto porta monitor	No	Si	No	No	Si	No					
	Piano porta tastiera	No	Si (Tilt 5°~ -15°, girevole a 120°)				Si (Tilt 5°~ -15°, girevole a 120°)					
	Supporto per mouse	No	Si (destra / sinistra)				Si (destra / sinistra)					
	Supporto per scanner	Si						Si				
	Cassetto	Si						Si				
	Ruote	Diametro cm. 10 (2 libere, 2 con freno)						Diametro cm. 10 (2 libere, 2 con freno)				
	Garanzia	5 anni di garanzia sul carrello 1 anno di garanzia sulle parte elettriche ed elettroniche										

Carrello per elettromedicali con piano di lavoro ad altezza regolabile

Accessori standard



Luce a led per tastiera



Copertina per piano di scrittura



Piano di appoggio per mouse

Accessori opzionali



MSH

Supporto per lettore codici a barre



MMW

Supporto per mouse

Carrelli Porta strumenti/monitor Serie EC

Descrizione:

Tutti i modelli della serie EC abbinano il design estetico all'alta qualità dei materiali. La struttura in alluminio e i ripiani in ABS rendono i carrelli facilmente sanificabili. Questa composizione, inoltre, li equivale ai carrelli in acciaio inox, superandoli per maggiore silenziosità, indeformabilità e convenienza.

Dotati di 4 ruote con diametro 100 mm, di cui 2 con freno. Altezza dei cassetti e delle mensole regolabile per soddisfare tutte le esigenze. Ruote Antistatiche su richiesta.



EC5330



EC5311



EC5302



EC5314



EC5300



EC5300/C

Caratteristiche

- Struttura: profilo in alluminio
- Cassetto/Mensola: acciaio verniciato a polvere; altezza regolabile
- Maniglia di spinta: tubo in acciaio verniciato a polvere
- Rivestimento Cassetto/Mensola e Base: ABS
- Guida cassetto: ritorno automatico

LATEX FREE Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

SPECIFICHE

Dimensioni (con ruote)	L 500 x P 610 x H 1350 mm
Altezza profilo in alluminio (dalla base)	1230 / 1170 mm
Dimensioni Cassetto	L 455 x P 360 x H 140 mm
Dimensioni Mensola	L 455 x P 360 x H 30 mm
Peso	35 Kg
Carico massimo Cassetto	10 Kg
Carico massimo Mensola	10 Kg
Dimensioni Ruote	Ø 100 mm



Caratteristiche AEC4714

- Altezza asta regolabile con pedale
- Estensione altezza: 310 mm
- Con maniglia di spinta e 4 ruote Ø 100 mm

SPECIFICHE

Dimensione carrello con 4 ruote	L 413 x P 356 x H 900-1210 mm
Dimensione carrello con 4 ruote e paracolpi	L 523 x P 550 x H 900-1210 mm

Accessori Carrelli Serie EC

EBH
Portabottiglie



EHL
Manico di spinta



EBB
Cestello porta accessori



ELC
Braccio per monitor



EPH
Supporto per sonde e cavi



EKB
Porta tastiera e mouse



ENH
Supporto per Notebook



EIP
Supporto porta iPad



EVC
Supporto per monitor



Armadi a serranda

Descrizione:

Gli armadi a serranda sono leggeri e capienti, perfetti per tutti gli utilizzi di trasporto e stoccaggio. Il sistema di chiusura a serranda, munita di chiave, consente di proteggere il contenuto durante la fase di trasporto. Al suo interno sono alloggiabili diversi tipi di vassoi in ABS, accessori e cestelli in rete metallica completamente removibili. La struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche, completamente liscia e priva di rivettature esterne. Vengono forniti con due comode maniglie di spinta e n. 4 ruote piroettanti da 100 mm di diametro di cui n. 2 con freno.



Accessori Opzionali:

Descrizione:

Vassoi ISO 3394 in ABS facilmente sanificabili
Cod. XTR-3 dim. 600 x 400 x 71h mm
Cod. XTR-6 dim. 600 x 400 x 150h mm

Descrizione:

Cesti a rete metallica facilmente sanificabili
Cod. XWB-3 dim. 600 x 400 x 71h mm
Cod. XWB-6 dim. 600 x 400 x 150h mm
Cod. XWB-9 dim. 600 x 400 x 215h mm

Descrizione:

Accessori specifici della serie:

Cod. W6SF mensola in lamiera d'acciaio con n. 4 divisori regolabili.

Cod. W6CH set di n. 5 guide estraibili, ciascuna dotata di n. 6 ganci portacateteri, portata 3 kg per ciascun gancio.

Cod. WHL maniglie di spinta (coppia) posizionabili sul lato destro, sinistro o entrambi.

Per ogni vassoio in ABS e cestelli in rete metallica, sono alloggiabili i divisori fissi salva spazio comuni a tutta la linea di carrelli MX VINCAL

MODELLI E DIMENSIONI CON RUOTE*	WCS6C	WCD6C
mm		
Larghezza	700	1340
Profondità	655	655
Altezza	2040	2040
Altezza (senza ruote)	1940	1940

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori



WCS6C



WCS6B



WCD6C



WCD6B

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI SENZA RUOTE E BORDO PARACOLPI*	WCS6B	WCD6B (doppia colonna)
mm		
Larghezza	640	1280
Profondità	595	595
Altezza	1860	1860



Esempi di configurazioni di armadi a doppia colonna con serrande separate e chiusura con chiave indipendente.

Carrelli aperti multifunzione OT-D

Descrizione:

La serie di carrelli aperti multifunzione OT-D è progettata per l'uso in aree sterili e per il trasporto di farmaci e materiale vario. I carrelli sono dimensionati e dotati di guide sui fianchi in modo tale da poter alloggiare contenitori di dimensioni standard ISO 600 x 400 mm. Su entrambi i lati del carrello è possibile posizionare una vasta gamma di accessori.

La configurazione dei carrelli prevede tre altezze diverse, tutte dotate di:

- Contenitori in Abs blu di due altezze, 75 mm e 150 mm, colonna doppia, estraibili da entrambi i lati
- Piano di lavoro superiore in Abs a vassoio asportabile
- Struttura in profilato quadro in acciaio verniciato a polveri
- 4 ruote diametro 100 mm con paracolpi di cui 2 con freno



Con impugnature



Senza impugnature

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI*	OT-D1 (senza maniglie)	OT-D2 (con maniglie)	OT-D3 (senza maniglie)
mm			
Larghezza	891	891	891
Profondità	606	606	606
Altezza	822	1070	1454
Altezza (senza ruote)	664,5	912,5	1296,5

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Carrelli aperti multifunzione OT-S

Descrizione:

La serie di carrelli aperti multifunzione OT-S è progettata per l'uso in aree sterili e per il trasporto di farmaci e materiale vario. I carrelli sono dimensionati e dotati di guide sui fianchi in modo tale da poter alloggiare contenitori di dimensioni standard ISO 3394 600 x 400 mm. Su entrambi i lati del carrello è possibile posizionare una vasta gamma di accessori.

La configurazione dei carrelli prevede tre altezze diverse, tutte dotate di:


- Contenitori in Abs blu di due altezze, 7,5 cm e 15 cm, estraibili da entrambi i lati
- Piano di lavoro superiore in Abs a vassoio asportabile
- Struttura in profilato quadro in acciaio verniciato a polveri
- 4 ruote diametro 100 mm di cui 2 con freno con paracolpi



OT-S2



Con impugnature



Senza impugnature

LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

MODELLI E DIMENSIONI*	OT-S1 (senza maniglie)	OT-S2 (con maniglie)	OT-S3 (senza maniglie)
mm			
Larghezza	659,2	659,2	659,2
Profondità	406	406	406
Altezza	822	1070	1454
Altezza (senza ruote)	664,5	912,5	1296,5

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Paravento mobile rigido


Il paravento mobile rigido VINCAL tutela la privacy del paziente e nel contempo è comodo e semplice da usare. Ripiegato su se stesso il paravento occupa pochissimo spazio ed è quindi facile da riporre e comodo da trasportare. Quando è aperto è molto elegante e stabile. Disponibile in versione mobile, munito di base pesante in metallo ricoperta in ABS, oppure in versione da fissare a parete utilizzando appositi accessori che consentono il fissaggio a muro o a barra.



LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

Le due immagini si riferiscono al codice FS14506



Caratteristiche principali generali

- Struttura portante in alluminio facile da usare, pulire, sanificare ed inalterabile nel tempo
- Disponibile in 3 diverse altezze (con ruote da 50 mm.): 145, 165 e 185 cm.
- Il paravento è formato da pannelli rigidi, in multipli di 3 pz. Ogni singolo pannello è largo cm. 30 ed è costituito da un "sandwich" con anima in polistirene (PS) rivestito su entrambi i lati in laminato (HPL). Il polistirene non trattiene l'umidità, è impermeabile all'acqua, non dà luogo a funghi, batteri, muffe e odori, è un materiale atossico e riciclabile e non contiene clorofluorocarburi. Il laminato HPL è un materiale largamente utilizzato in ambiente ospedaliero da decenni; è resistente al graffio, agli urti ed alla sanificazione.
- Disponibili supporti verticali per ancoraggio a parete e morsetti per barra murale da 25 mm.
- Entrambe le facce del pannello hanno lo stesso colore.
- Disponibili 4 colori standard dei pannelli: bianco, giallo, rosa e azzurro.



Altre caratteristiche


- Il primo pannello dispone di una comoda maniglia per l'apertura ed il posizionamento
- Nella versione mobile la base a forma di U è realizzata in metallo con copertura in ABS. Le dimensioni sono cm. 59 x 40 e pesa Kg. 20. Nota bene: La misura della lunghezza del paravento aperto in versione mobile non include il pannello fisso sopra la base. Per il mantenimento in sicurezza della posizione "chiusa", il paravento è dotato di un nastro elastico con occhielli per il fissaggio al pannello fisso sulla base
- Tutte le ruote sono munite di freno di stazionamento
- È possibile estendere la lunghezza del paravento aggiungendo moduli da 3 pannelli.

Versione con carrello 	Codice del sistema completo di base e pannelli	Lunghezza in cm.	Altezza in cm.	Dimensioni chiuso in cm.	
		Aperto	Comprese le ruote	Esclusa la base	
				Larghezza	Spessore
Paravento a 4 pannelli	FS145-04	120	145	30	6,9
	FS165-04	120	165		
	FS185-04	120	185		
Paravento a 6 pannelli	FS145-06	180	145	30	13,8
	FS165-06	180	165		
	FS185-06	180	185		
Paravento a 8 pannelli	FS145-08	240	145	30	20,7
	FS165-08	240	165		
	FS185-08	240	165		
Modulo aggiuntivo a 2 pannelli con 1 ruota	FS145-02C	60	145	30	6,9
	FS165-02C	60	165		
	FS185-02C	60	185		
 Solo base con ruote e pannello fisso	FS145-BASE		145	59 x 40	
	FS165-BASE		165	59 x 40	
	FS185-BASE		185	59 x 40	
Morsetto da barra 25 x 10 mm. (conf. da 2 pz.) 	FS-clamp				

Versione con barra da parete 	Codice del sistema completo di base e pannelli	Lunghezza in cm.	Altezza in cm.	Dimensioni chiuso in cm.	
		Aperto	Comprese le ruote	Esclusa la base	
				Larghezza	Spessore
Paravento a 4 pannelli	FW145-04	120	145	30	6,9
	FW165-04	120	165		
	FW185-04	120	185		
Paravento a 6 pannelli	FW145-06	180	145	30	13,8
	FW165-06	180	165		
	FW185-06	180	185		
Paravento a 8 pannelli	FW145-08	240	145	30	20,7
	FW165-08	240	165		
	FW185-08	240	185		
Modulo aggiuntivo a 2 pannelli con 1 ruota	FW145-02C	60	145	30	6,9
	FW165-02C	60	165		
	FW185-02C	60	185		
 Barra verticale per ancoraggio a parete	FW-rail		177		
Morsetto da barra 25 x 10 mm. (conf. da 2 pz.) 	FW-clamp				

Tavolo portafetri per sala operatoria

A 2 ripiani: Art.VI 446001 - VI 446002 - VI 446003



A 1 ripiano: Art.VI 446004 - VI 446005 - VI 446006

Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Struttura solida e antivibrante in tubo a sezione rettangolare
- Ripiani con angoli arrotondati
- Ruote antistatiche piroettanti con paracolpi di cui 2 frenanti
- Completamente smontabile

Art.	Dimensioni ripiani (mm)	Dimensioni esterne (mm)	Ruote	Peso
VI 446001	L. 1200 – P. 650 (sup.) L. 1050 – P. 520 (inf.)	L. 1200 – P. 650 – H. 900	Ø 80 mm	23 kg
VI 446002	L. 1300 – P. 650 (sup.) L. 1150 – P. 520 (inf.)	L. 1300 – P. 650 – H. 900	Ø 80 mm	25 kg
VI 446003	L. 1500 – P. 650 (sup.) L. 1350 – P. 520 (inf.)	L. 1500 – P. 650 – H. 900	Ø 80 mm	27 kg
VI 446004	L. 1200 – P. 650	L. 1200 – P. 650 – H. 900	Ø 80 mm	20 kg
VI 446005	L. 1300 – P. 650	L. 1300 – P. 650 – H. 900	Ø 80 mm	21 kg
VI 446006	L. 1500 – P. 650	L. 1500 – P. 650 – H. 900	Ø 80 mm	23 kg

* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

Tavolo portafetri per sala operatoria

Con alzatina e ganci portastrumenti asportabili



Versione 2 piani

Con pianetto pensile



Versione 2 piani

Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Struttura solida e antivibrante in tubo a sezione rettangolare
- Ripiani con angoli arrotondati
- Ruote antistatiche piroettanti con paracolpi di cui 2 con freno

Con alzatina e ganci portastrumenti asportabili

Versione 2 piani	Versione 1 piano	Dimesione piano di lavoro (mm)	Dimensioni esterne (mm)	Ruote
VI 446007	VI 446017	L. 1200 – P. 650	L. 1200 – P. 650 – H. 1280	Ø 80 mm
VI 446008	VI 446018	L. 1300 – P. 650	L. 1300 – P. 650 – H. 1280	Ø 80 mm
VI 446009	VI 446019	L. 1500 – P. 650	L. 1500 – P. 650 – H. 1280	Ø 80 mm
VI 446013	Gancio porta strumenti in acciaio inox 18/10 (AISI 304)			

Con pianetto pensile

Versione 2 piani	Versione 1 piano	Dimesione piano di lavoro (mm)	Dimensioni esterne (mm)	Ruote
VI 446010	VI 446020	L. 1200 – P. 650	L. 1200 – P. 650 – H. 1280	Ø 80 mm
VI 446011	VI 446021	L. 1300 – P. 650	L. 1300 – P. 650 – H. 1280	Ø 80 mm
VI 446012	VI 446022	L. 1500 – P. 650	L. 1500 – P. 650 – H. 1280	Ø 80 mm

Tavolo servitore a ponte

Art. VI 446095



Tavolo servitore a ponte

Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Struttura in tubo quadro e rettangolare solido e antivibrante
- Regolazione dell'altezza mediante manovella
- Piano di lavoro ad invaso estraibile con struttura reggitelo regolabile
- Altezza mm: min 960 - max 1550
- Ruote antistatiche piroettanti con paracolpi \varnothing 100 mm, due con freno
- Peso: 31 Kg.
- Portata: 80 kg.

Art. VI 446096

Tavolo servitore a ponte reniforme

Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Struttura in tubo quadro e rettangolare solido e antivibrante
- Regolazione dell'altezza mediante manovella
- Piano di lavoro fisso a forma renale con ringhierino
- Misure piano di lavoro mm: 1140 x 560
- Altezza mm: min 820 - max 1180
- Ruote antistatiche piroettanti con paracolpi \varnothing 100 mm, due con freno
- Peso: 35 Kg.
- Portata: 100 kg.
- Adatto ad essere decontaminato nei più moderni tunnel di lavaggio
- Costruito secondo le più recenti normative



Tavolo servitore per camera operatoria

Art. VI 446097



Tavolo servitore a ponte

Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Regolazione manuale dell'altezza con bloccaggio a manopola
- Altezza mm: min. 900 - max. 1300
- Dimensioni piano di lavoro mm: 720 x 470
- Vassoio ad invaso estraibile e sterilizzabile
- Ruote antistatiche piroettanti \varnothing 60 mm con paracolpi, due con freno
- Peso: 12 kg.
- Portata Piano: Kg. 30 cad. equamente distribuito

Tavolo servitore oleodinamico con piano di lavoro scorrevole

Art. VI 446098

Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Regolazione dell'altezza mediante pompa oleodinamica con comando a pedale
- Vassoio ad invaso estraibile e sterilizzabile con angoli aperti senza spigoli
- Altezza mm: min 900 - max 1350
- Dimensioni piano di lavoro mm: 740 x 540 x 15h
- Piano di lavoro girevole $\pm 90^\circ$ con possibilità di rotazione completa 360° regolato da sistema a frizione e bloccabile con pomello di fissaggio
- Vassoio scorrevole su guide in acc. inox con manopola
- Basamento solido a 3 razze con dispositivo antiribaltamento a struttura aperta per una migliore sanificazione
- Peso: 38 Kg.
- Carico massimo applicabile: 60 kg, equamente distribuito sul piano



Tavolo servitore per camera operatoria

Art. VI 446099

Caratteristiche

- Struttura tubolare in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Vassoio in acciaio inox dimensioni utili 700 x 450 x 18 mm, ad involucro estraibile e sterilizzabile
- Regolazione altezza mediante pompa oleodinamica a pedale costruita in acciaio inox
- Altezza: min 850 mm - max 1210 mm
- Base inox in tubolare 400 x 200 mm interamente saldata
- 4 Ruote ø 60 mm antistatiche di cui 2 con freno
- Portata piano: Kg. 60 cad. equamente distribuito



Modelli con base pesante

Art. VI 446100 & VI 446101 & VI 446102

Caratteristiche

- Struttura tubolare in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Regolazione altezza mediante pompa oleodinamica a pedale costruita in acciaio inox
- Piano rotabile di 360°
- Piano di lavoro ad involucro estraibile e sterilizzabile
- Basamento pesante in acciaio inox interamente saldato
- 4 Ruote ø 60 mm antistatiche di cui 2 con freno
- Altezza: min 900 mm - max 1300 mm
- Dimensioni piano di lavoro standard (mm):
 - Codice VI 446101 L. 1000 – P. 600 – H. 15
 - Codice VI 446100 L. 700 – P. 400 – H. 15
 - Codice VI 446102 L. 1200 – P. 650 – H. 15
- Peso 25 Kg.
- Portata piano: Kg. 60 cad. equamente distribuito




Piantana per fleboclisi con base pesante circolare a 5 ruote con freno

Art. VI 446104

Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Tubo montante fisso \varnothing 35 mm e tubo telescopico \varnothing 28 mm con 4 ganci saldati
- Base a disco \varnothing 470 mm con paracolpi in gomma sulla circonferenza e blocco frenante, dotata di 5 ruote antistatiche piroettanti \varnothing 60 mm
- Altezza: min 1850 mm – max 2850 mm
- Conforme alle direttive CE
- Peso: 22 Kg
- Portata: 30 Kg equamente distribuiti



Piantana per fleboclisi ad elevazione oleodinamica con base pesante a 5 razze

Art. VI 446105

Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Altezza variabile mediante pompa oleodinamica con comando a pedale
- Altezza: min 1800 mm – max 2900 mm (range diversi su richiesta)
- Basamento a 5 razze antiribaltamento
- Ruote antistatiche piroettanti \varnothing 60 mm con paracolpi di cui 2 con freno
- Quattro ganci per fleboclisi antisganciamento
- Conforme alle direttive CE
- Peso: 25 Kg
- Portata: 20 Kg equamente distribuiti



Piantana per fleboclisi con struttura porta pompe

Art. VI 446106

Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Basamento saldato monoblocco a 5 razze antiribaltamento (diametro complessivo "giro ruote" 550 mm)
- Ruote piroettanti antistatiche \varnothing 60 mm di cui 2 con freno
- Asta per fleboclisi/pompa e struttura portapompa ad altezza variabile
- Altezza: min 1300 mm – max 2400 mm
- Quattro ganci per fleboclisi antisganciamento
- Asta montante \varnothing 28 mm – asta scorrevole \varnothing 20 mm – tubo portapompe \varnothing 20 mm
- Conforme alle direttive CE
- Peso max applicabile ai ganci: 20 Kg equamente distribuiti
- Peso max applicabile alla struttura portapompe: 30 Kg



Piantana per fleboclisi

Art. VI 446107 - a 2 ganci

Art. VI 446108 - a 4 ganci

Art. VI 446110 - a 4 ganci, zavorrata

Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Basamento saldato monoblocco a 5 razze antiribaltamento (diametro complessivo "giro ruote" 55 mm)
- Ruote piroettanti antistatiche \varnothing 60 mm di cui 2 con freno
- Altezza variabile telescopicamente con grande manopola di blocco per consentire una comoda impugnatura
- Altezza: min 1300 mm – max 2400 mm
- Due o quattro ganci per fleboclisi antisganciamento
- Asta montante \varnothing 28 mm – asta scorrevole \varnothing 20 mm – tubo portapompe \varnothing 20 mm
- Conforme alle direttive CE
- Peso max applicabile ai ganci: 30 Kg equamente distribuiti



Piantana per fleboclisi

Caratteristiche

- Asta telescopica in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Basamento saldato monoblocco a 5 razze antiribaltamento
- Ruote piroettanti antistatiche ø 50 mm di cui 2 con freno
- Altezza variabile telescopicamente con rivetto per consentire una veloce regolazione
- Altezza: min 1300 mm – max 2200 mm
- Quattro ganci per fleboclisi antiganciamento
- Asta montante da 22 mm
- Asta scorrevole da 18 mm
- Conforme alle direttive CE
- Peso max applicabile ai ganci: 20 Kg equamente distribuiti

Caratteristiche

VI446120 – Basamento in acciaio 18/10, ganci in acciaio 18/10

VI446127 – Basamento in alluminio, ganci in acciaio 18/10

VI446131 – Basamento in acciaio 18/10, ganci in PP

VI446132 – Basamento in PP, ganci in PP



VI446120



VI446131



VI446132




VI446127

Piantana per fleboclisi accessoriabile



Codice IV01

- Base robusta in PP
- Ruote girevoli da 50 mm
- Ganci in ABS
- Altezza regolabile: mm. 1225/2150
- Peso max applicabile ai ganci: 20 Kg equamente distribuiti
- Asta in acciaio cromato



Piantana portaflebo ad elevazione idraulica con piano circolare d'appoggio

Art. 10203003

Caratteristiche

- Interamente in acciaio Inox (AISI 304)
- Struttura portante solida priva di interstizi e vani occulti saldata in ogni punto di giunzione
- Asta porta sacche ad altezza variabile mediante pompa oleodinamica a circuito chiuso con comando a pedale
- Altezza: min. 140 - max. 240 cm
- Piano circolare d'appoggio per saccheregolabile in altezza
- Basamento a 5 razze antiribaltamento
- Ruote piroettanti antistatiche, antitraccia, silenziose \varnothing 60 mm di cui 2 con freno, con paracolpi
- Quattro ganci porta sacche antisganciamento
- Conforme alle direttive CE
- Reperibilità ricambi: 15 anni
- Peso: Kg. 28
- Portata: Kg 24 (equamente distribuiti sui ganci)
- Portata piano d'appoggio delle sacche: Kg 20



Piantana portaflebo con dispositivo di spinta

Art. 10202010

Caratteristiche

- Asta, ganci e basamento: acciaio Inox x5CrNi 18-10
- Dimensioni: min. 1300 - max 220 mm
- Ganci: 4 con conformazione antisganciamento dei flaconi/sacche
- Basamento: 5 razze a raggiera con vano per deambulazione, antiribaltamento
- Ruote: piroettanti, antitraccia, silenziose
- Portata max: Kg 30
- Asta telescopica con fissaggio a volantino
- Manubrio per deambulazione regolabile in altezza
- Classificazione: Classe I - Conformità 93/42/CEE



Piantana portaflebo con vassoio e supporto portaflaconi

Art. 10202VAS

Caratteristiche

- Interamente in acciaio Inox (AISI 304)
- 4 ganci portaflebo antiganciamento
- Vassoio dim. 230x155x30 mm, regolabile in altezza con volantino di fissaggio, in acciaio Inox (AISI 304)
- Supporto porta flaconi in acciaio Inox (AISI 304)
- Anelli elasto-malleabili per evitare cadute accidentali dei flaconi
- Basamento a 5 razze antiribaltamento \varnothing giro ruote 500 mm
- Senza interstizi, saldato in ogni giunzione
- Ruote piroettanti \varnothing 60 mm di cui 2 con freno
- Asta portaflebo/pompa ad altezza variabile
- Altezza min. 1300 - max 2200 mm
- Asta montante \varnothing 28 mm - Asta scorrevole \varnothing 20 mm
- Peso max applicabile ai ganci: 12 Kg equamente distribuiti
- Conforme alle direttive CE




Piantana portaflebo completamente amagnetica

Art. VI446107/AM

Caratteristiche

- Asta, ganci e basamento: acciaio Inox x5CrNi 18-10
- Dimensioni: min. 1300 - max 2200 mm
- Ganci: 4 con conformazione antiganciamento dei flaconi/sacche
- Basamento: 5 razze a raggiera con vano per deambulazione, antiribaltamento
- Ruote: piroettanti, antitraccia, silenziose
- Portata max: Kg 30
- Asta telescopica con fissaggio a volantino
- Manubrio per deambulazione regolabile in altezza
- Classificazione: Classe I - Conformità 93/42/CEE



Sgabello operatore

Con base a 5 razze e ruote Art. 00-0023-21B / Art. 00-0023-21N)

Caratteristiche

- Sgabello con sedile circolare imbottito
- Base a 5 razze in alluminio, su ruote
- Regolazione altezza con pompa a gas a doppio comando, con anello sotto il sedile e anello sotto la base a 5 razze
- Altezza: da 53 a 73 cm
- Diametro seduta: 39 cm
- Altezza seduta: 9 cm
- Colori seduta disponibili: Blu (Art. 00-0023-21B) e nero (Art. 00-0023-21N)



Art. 00-0023-21B / Art. 00-0023-21N)



Art. 00-0029-05B / Art. 00-0029-05N)

Sgabello Operatore

Con base a 5 razze, ruote e anello poggiatesta Art. 00-0029-05B / Art. 00-0029-05N)

Caratteristiche

- Sgabello con sedile circolare imbottito
- Base a 5 razze cromata, su ruote
- Regolazione altezza con pompa a gas a doppio comando con anello sotto il sedile e anello sopra la base a 5 razze
- anello poggiatesta
- altezza: da 49 a 70 cm
- Diametro seduta: 39 cm
- Altezza seduta: 7 cm
- Colori seduta disponibili: Blu (Art. 00-0029-05B) e Nero (Art. 00-0029-05N)

Sgabelli operatore con sedile a sella

Con base a 5 razze e ruote Art. 0051055-02B / Art. 0051055-02N)

Caratteristiche

- Caratteristiche
- Sgabello con sedile a sella imbottito
- Base a 5 razze in alluminio, su ruote
- Regolazione altezza con pompa a gas a leva sotto il sedile
- Regolazione inclinazione seduta tramite leva
- Altezza: da cm 57 a 77
- Colori seduta disponibili: Blu (Art. 0051055-02B) e Nero (Art. 0051055-02N)



Art. 0051055-02B
Art. 0051055-02N

Con schienale, base a 5 razze e ruote Art. 00-5107-11B / Art. 00-5107-11N)

Caratteristiche

- Sgabello con sedile a sella schienale imbottiti
- Base a 5 razze in alluminio verniciato, su ruote
- Regolazione altezza con pompa a gas con anello sotto la base a 5 razze
- Regolazione inclinazione seduta e schienale tramite leve dedicate
- Altezza: da cm 54 a 77
- Colori seduta disponibili: Blu (Art. 00-5107-11B) e Nero (Art. 00-5107-11N)



Art. 00-5107-11B
Art. 00-5107-11N

Con sedile a sella tipo B, base a 5 razze e ruote Art. 00-5112-01B / Art. 00-5112-01N)

Caratteristiche

- Sgabello con sedile a sella imbottito
- Base a 5 razze in alluminio, su ruote
- Regolazione altezza con pompa a gas a leva sotto il sedile
- Regolazione inclinazione seduta tramite leva
- Altezza: da cm 57 a 75
- Colori seduta disponibili: Blu (Art. 00-5112-01B) e Nero (Art. 00-5112-01N)



Art. 00-5112-01B
Art. 00-5112-01N



**Strumenti e Dispositivi Medico-chirurgici,
Elettromedicali, Arredamento Sanitario
Vendita ed Assistenza dal 1952**



**Azienda certificata
UNI EN ISO 9001-2008
UNI CEI EN ISO 13485-2012
CERTIFICATO Nr. 4344**

**Tribunale Roma Nr. 5249/85
REA Nr. 552501
C.F. 06991810588
P. Iva 01663011003**

Vincal Srl commercializza:

Apparecchiature per chirurgia, anestesia, cardiologia,
ortopedia, elettroterapia, riabilitazione, patologie
respiratorie, diagnostica, endoscopia, sterilizzazione,
antidecubito

Strumentario chirurgico

Attrezzature per sala operatoria

Arredamento per ambulatori, degenze e laboratori

Attrezzature per emergenza

Materiale di consumo e dispositivo medico-chirurgici


Apparecchiature ed arredamento per laboratori clinici ed
analisi

Arredamento per uffici, receptions, sale d'attesa

Apparecchiature, attrezzature e materiale di consumo per
Odontoiatria ed Ortodonzia

Pezzi di ricambio e lampadine per elettromedicali

Servizio e Centro assistenza con tecnici specializzati



Vincal S.r.l.
Via di Portonaccio, 13
00159 - Roma

Tel: 06.27.52.136 r.a.
Fax: 06.27.21.70.29.93
E-mail: info@vincal.it
Web site: www.vincal.it
Ecommerce: www.medicoshop.it