

VINCAL: FORNITURE MEDICO-OSPEDALIERE DAL 1952

Vincal è un'azienda di **forniture medico-ospedaliere** con consolidate esperienze nazionali e internazionali, specializzata nella distribuzione di dispositivi medici, elettromedicali, ortopedici, medico-chirurgici ospedalieri e prodotti per emergenze sanitarie.




Lo stand Vincal. Exposanità, Bologna 2014

LINEA EMERGENZA VINCAL

La Linea Emergenza Sanitaria Vincal è composta da una serie di prodotti progettati per **aiutare l'operatore sanitario durante le attività di soccorso** e di contatto con il paziente. Scopri tutti i prodotti della linea Vincal su www.vincal.it

DOVE SIAMO

Vincal è a Roma, in Circ.ne Casilina 131/135



VINCAL
Forniture Medico-Ospedaliere dal 1952

COME RAGGIUNGERCI

Dal Centro di Roma. Da Porta Maggiore prendere Via Casilina. Proseguire per circa 1 Km. Svoltare a sinistra in Circ.ne Casilina.

Dal G.R.A. Prendere l'uscita n. 18 "Casilina" e proseguire su Via Casilina per circa 6 Km. Svoltare a destra in Circ.ne Casilina.

LINEA EMERGENZA e PRONTO SOCCORSO

CONTATTI

Vincal S.r.l.
Circ.ne Casilina 131/135, 00176, Roma
Web www.vincal.it
Email info@vincal.it
Tel 06 2752136
Fax 06 21702993

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001-2008
UNI CEI EN ISO 13485-2012





LINEA EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO VINCAL

LINEA EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO VINCAL

Vincal è specializzata nella fornitura di attrezzature e dispositivi per emergenza, rianimazione e pronto soccorso.

- Armadietti Pronto Soccorso
- Barelle e Tavole Spinali
- Borse e Zaini per Emergenza
- Carrelli per Emergenza
- Collari cervicali
- Coperte Antifiamma e Isotermiche
- Defibrillatori
- Fermacapo e cinture
- Ghiaccio monouso e Spray
- Immobilizzazione arti
- Maschere per Ossigenoterapia
- Materiale di consumo e Medicazione
- Monitor Multiparametrici
- Palloni rianimazione
- Pulsiossimetri e Saturimetri
- Sedie Portantine
- Strumenti per intubazione

MONITOR DEFIBRILLATORE REANIBEX 800

Il Monitor Defibrillatore Reanibex 800 della Bexen Cardio è portatile, modulare e semplice da utilizzare.

- ECG a 12 derivazioni (possibilità di interpretazione)
- Piastre esterne adulto/pediatrico riutilizzabili
- Forma d'onda bifasica e potenza fino a 360J
- Ampio display da 8,4" a colori organizzato per aree funzionali
- Modulo per saturimetria Masimo Rainbow® SpO2/SpMet/SpCO/PVI/SpHb
- Modulo Temperatura e IBP MEDLAB
- Modulo EtCO2 ORIDION
- Peacemaker esterno
- Trasmissione dati Bluetooth



BORSA PER EMERGENZA

Borsa emergenza Vincal imbottita in poliestere 600D, di colore rosso.

- 2 ampie tasche laterali con strisce rifrangenti
- 1 tasca frontale con elastici
- Divisorio mobile interno
- Resistente e impermeabile

BARELLA A CUCCHIAIO

La barella a cucchiaio in alluminio Vincal permette di manovrare delicatamente il dispositivo sotto il paziente, minimizzando gli spostamenti.

Con 3 cinghie a sgancio rapido regolabili, l'immobilizzazione del paziente riduce il rischio di complicazioni per le eventuali lesioni esistenti.

Lunghezza regolabile con bloccaggio automatico.

Dispositivo di aggancio/sgancio per la divisione della barella. Portata: 204 Kg.



PALLONI PER RIANIMAZIONE

I palloni rianimazione Vincal sono dotati di valvola limitatrice per la minimizzazione del rischio di sovraccarico dei polmoni.

- Versione monouso realizzata in PVC trasparente, riutilizzabile in silicone
- Completi di Reservoir con capacità di 1600 ml (Neonatale e Pediatrico) e di 2000 ml (Adulti)
- Con tubo per ossigeno e maschera



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Vai su www.vincal.it o scrivi a info@vincal.it.
Vincal è a Roma in Circ.ne Casilina 131/135.
Tel. 06 2752136 — Fax. 06 21702993