

Lettino Medical a 1 snodo in legno di faggio naturale

Art. MEDICAL



Caratteristiche Tecniche

- **Dimensioni:** CM 190 X 70 X h 75
- **Materiale:** in legno massello di faggio, fissata con perni e cerniere in acciaio zincato.
- **Verniciatura:** Con vernici speciali per legno atossiche
- **Schienale regolabile:** In 13 diverse posizioni.
- **Imbottitura:** Materasso imbottito in poliuretano espanso ad alta densità D/18. Rivestito in tessuto lavabile (skai).
- **Portata:** 150 Kg.
- **Pulizia:** Uso tradizionale.