

## Paravento a 4 ante con ruote

Art. 2820/E - 2821/E - 2820/E-R - 2821/E-R



## Caratteristiche Tecniche

- Telaio in tubo tondo di acciaio cromato di diam. 25 mm
- N. 3 teli disinfettabili in PVC colore bianco autoestinguente
- Ripiegabile su sé stesso
- Larghezza singolo elemento: 50 cm
- Struttura su stabili zampe e piedini colore nero
- Raccordi di metallo per gli elementi

Modello	N. Elementi	Dimensioni	Peso	Note
2820/E	3	150x174H cm	10 Kg	
2821/E	4	200x174H cm	15 Kg	
2820/E-R	3	150x174H cm	12 Kg	6 ruote Ø 4 cm
2821/E-R	4	200x174H cm	17 Kg	6 ruote Ø 4 cm





## DICHIARAZIONE

Dichiariamo che la velocità di combustione del ns. materiale:

VULCAPLAST 295 LISCIO OPACO Bianco 9362 Cod. 11VP295LOF93620

Secondo la Norma ISO 3795, è autoestinguente.

Il Direttore Tecnico

Dr. Germana Pezzi

Cotignola, lì 28.02.2013