


Lux 4

Art. 500/7 E



Art. 500/7 E - LETTINO AD 1 SNODO "LUX 4" A SOLLEVAMENTO ELETTRICO

Letto ad uno snodo con portarotolo di serie.
Telaio regolabile in altezza mediante motore elettrico.
Piedini regolabili. Testata rialzabile manualmente con sistema autobloccante. Rivestimento standard in skai bianco autoestinguente.

Disponibile anche con sollevamento mediante pompa oleodinamica a pedale Art. 500/7 P.



Art. 500/7 E - SINGLE JOINT COUCH "LUX 4" WITH ELECTRICAL LIFTING

Couch with one joint and serial roll-holder.
Frame adjustable in height by means of an electric motor.
Adjustable feet. Headboard adjustable with self-locking system. Standard cover in white self-extinguishing skai.

Also available with pedal-controlled hydraulic pump lifting system Art. 500/7 P.


OPTIONAL

Foro facciale Art. OPTIONAL 1

Pedaliera comando motore Art. OPTIONAL 9
Kit ruote Ø 100 mm (2+2 con freno) Art. 538/57


Face hole Art. OPTIONAL 1

Lift foot-pedal control Art. OPTIONAL 9
Casters kit Ø 100 mm (2+2 with brake) Art. 538/57



Art. 500/7 E

Colori Rivestimento Disponibili - Cover Colors Available



Articolo Article	Dimensioni imballo Package dimensions	Peso Lordo Gross Weight	Volume Volume
500/7 E	195 x 68 x 65 cm	Kg. 75	m³ 0,86