



Forniture Medico-Ospedaliere dal 1952

CATALOGO ARREDO ED ATTREZZATURE



**Strumenti e Dispositivi Medico-chirurgici,  
Elettromedicali, Arredamento Sanitario  
Vendita ed Assistenza dal 1952**



**Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001-2008  
UNI CEI EN ISO 13485-2012  
CERTIFICATO Nr. 4344**

**Tribunale Roma Nr. 5249/85  
REA Nr. 552501  
C.F. 06991810588  
P. Iva 01663011003**

Vincal S.r.l. è un'azienda di forniture ospedaliere con consolidate esperienze nazionali e internazionali, specializzata nella distribuzione di dispositivi medici, elettromedicali, ortopedici e medico-chirurgici ospedalieri.

Fondata a Roma nel 1952, nel corso della sua storia Vincal S.r.l. ha esteso la propria attività in tutto il territorio italiano e ha instaurato importanti relazioni commerciali internazionali, occupandosi di rilevanti progetti nei Paesi in via di sviluppo e nei contesti caratterizzati da emergenze sanitarie.

Vincal S.r.l. sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi finalizzati al supporto quotidiano degli operatori sanitari, con il comune obiettivo di migliorare la qualità della vita e la salute dei pazienti.

Grazie all'elevato know-how tecnologico acquisito negli anni, alla stretta collaborazione con professionisti medici e infermieri, e al collaudato e capillare network di aziende partner, Vincal S.r.l. è in grado di offrire ai propri clienti prodotti personalizzati e tecnologicamente avanzati, in un'ottica volta a perseguire il miglior rapporto qualità/prezzo.

| <b>Fondazione</b>                                                                                                                                           | <b>Crescita</b>                                                                                                                                                           | <b>Esperienze Internazionali</b>                                                                                                                                    | <b>Emergenze Sanitarie</b>                                                                                                            | <b>Leadership Nazionale</b>                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1952</b>                                                                                                                                                 | <b>1952-1900</b>                                                                                                                                                          | <b>1990-2000</b>                                                                                                                                                    | <b>2005</b>                                                                                                                           | <b>2010</b>                                                                                                                                                                                    |
| Nasce Vincal S.r.l. Inizialmente l'attività riguarda l'importazione e la distribuzione di suture e strumenti chirurgici di precisione dalla Germania Ovest. | La crescita negli anni è costante e aumenta sensibilmente il numero di prodotti commercializzati. Vincal S.r.l. espande e consolida la presenza sul territorio nazionale. | Durante gli anni '90 si intensificano le esperienze internazionali e vengono stretti rapporti commerciali con i principali paesi Europei, gli Stati Uniti e l'Asia. | Inizia l'attività nei contesti di emergenza sanitaria in Asia e in Africa.<br><br>Dal 2005 rimane costante l'impegno di Vincal S.r.l. | Vincal S.r.l. aderisce al portale Acquistinretepa.it, gestito da Consip, rafforzando il proprio ruolo come uno dei principali fornitori delle ASL e degli Enti Ospedalieri su scala nazionale. |

Catalogo Arredi Rev. 4 - 2016



# NUOVA LINEA CARRELLI

*...SEMPRE A FIANCO DELL'OPERATORE*



*Adattabili ad ogni esigenza*

*Facilmente sanificabili*

*Robusti, resistenti e affidabili*

*Personalizzabili con molti accessori*

# VINCAL®

**FORNITURE OSPEDALIERE DAL 1952**

## Dimensioni a disposizione

(dimensioni del solo corpo carrello)

SMALL (NC) – MEDIUM (MX) – LARGE (VI) – EXTRA LARGE (DX)



**Serie NC - 540 x 542 mm**



**Serie MX - 690 x 542 mm**



**Serie VI - 932 x 542 mm**



**Serie DX - 1125 x 542 mm**



## Caratteristiche generali dei carrelli NC-MX-VI-DX

La gamma dei carrelli NC-MX-VI-DX è estremamente versatile grazie alle diverse altezze e configurazioni disponibili, tutte personalizzabili con una vasta gamma di accessori. La struttura angolare in alluminio, abbinata al corpo in lamiera di acciaio interamente saldato ed alle ruote ad alta scorrevolezza, fa sì che i carrelli NC-MX-VI-DX siano leggeri, robusti ed estremamente maneggevoli. Privi di spigoli vivi, rivettature o fori esterni, questi carrelli abbinano qualità estetiche e pratiche ad una serie di pregi tecnici che ne fanno un prodotto affidabile nel tempo. Sono stati studiati per essere facilmente sanificati e disinfettati con i più comuni prodotti ad uso ospedaliero. Ogni carrello è munito di 2 ruote con freno, 1 ruota direzionale ed 1 ruota girevole.

### Colori

Disponibili in 4 colori principali e altri colori opzionali:

| TIPO DI VERNICE | COLORE  | PANTONE                                                                                           |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BUCCIATO        | BIANCO  |  RAL 9010-9016 |
| LISCIO          | GIALLO  |  123 C        |
| LISCIO          | ROSSO   |  RAL 3020    |
| LISCIO          | BLU     |  RAL 5010    |
| LISCIO          | CREMA   |  1205 C      |
| LISCIO          | ARANCIO |  162 C       |
| LISCIO          | ROSA    |  182 C       |
| LISCIO          | LAVANDA |  2645 C      |
| LISCIO          | AZZURRO |  291 C       |
| LISCIO          | VERDE   |  351 C       |

Su richiesta:

- verniciatura antistatica
- verniciatura antistatica ed antibatterica

Il carrello può essere personalizzato secondo lo stile delle vostre attrezzature e del vostro mobilio ospedaliero, oltre che nel colore anche scegliendo ad esempio, i simpatici disegni a tema “mare” o “giardino”, ideali per un reparto pediatrico.



## Struttura in angolari di alluminio

Una leggera struttura in alluminio ai 4 angoli irrobustisce e protegge il carrello da eventuali urti, oltre ad incorporare le guide porta accessori. Gli inserti antiurto angolari sono disponibili in colori diversi.

Grigio



Giallo



Rosso



Blu



## Ruote

Sulla serie di carrelli NC-MX-VI-DX, la ruota standard è quella in acciaio. Su richiesta con sovrapprezzo è possibile applicare gli altri modelli di ruote illustrate, tutte di diametro da 125 mm e in gomma antitraccia.

Ruota gemellata



Ruota nylon



Ruota antipolvere



Ruota acciaio



## Cassetti



Cassetto A: Dimensioni Utili  
L 569 x P 398 x H 75 mm



Cassetto B: Dimensioni Utili  
L 569 x P 398 x H 155 mm



Cassetto C: Dimensioni Utili  
L 569 x P 398 x H 235 mm

I cassetti sono interamente realizzati in lamiera d'acciaio saldata a garanzia di resistenza anche ai carichi più gravosi: la portata massima in sicurezza per ogni cassetto è di 25 Kg. Tutti i cassetti sono ad apertura totale su guide telescopiche in acciaio con cuscinetti a sfera. Possono essere facilmente asportati sganciandoli dalle guide per consentire operazioni di pulizia accurata. Le configurazioni dei carrelli proposti di seguito, possono essere variate per quanto riguarda il numero, le dimensioni e il colore dei cassetti.

## Altezza

I carrelli della serie MX sono disponibili in 4 altezze modulari



848 mm



927 mm



1006 mm



1090 mm




## Dotazione standard per tutti i carrelli della Serie NC-MX- VI-DX

### Piano d'appoggio in ABS



Con bordi di contenimento,  
resistente e facile da pulire  
Dimensioni utili mm. 600 x 420

### Chiusura centralizzata



Per chiudere a  
chiave tutti i cassetti  
contemporaneamente

### Comoda impugnatura



Impugnatura in acciaio  
comoda e resistente  
con altezza regolabile

### Antiribaltamento



Sicurezza antiribal-  
tamento: è possibile  
aprire un solo cassetto  
per volta

### Piano estraibile



Scorrevole a scomparsa  
L. 380 mm P. 470 mm  
Portata massima: 8 kg

### Divisori interni



In dotazione 2 serie di  
divisori (1 x cassetto A  
+ 1 x cassetto B).  
Regolabile per organiz-  
zare il contenuto

## Peso dei carrelli

| ARTICOLO  | PESO IN KG |
|-----------|------------|
| AEC47     | 41,2       |
| BC37BL    | 24,7       |
| DX34BI    | 104,53     |
| DX34BL    | 104,53     |
| EC5302    | 36,9       |
| EC5311    | 32,1       |
| EC5314    | 48,3       |
| EC5330    | 32,1       |
| FC2703L   | 34,23      |
| FC2704L   | 41,84      |
| FC3432DXL | 61,5       |
| FC3440DXL | 52,6       |
| IV01      | 1,6        |
| LX3405EMG | 55,55      |
| MI3105    | 40,2       |

| ARTICOLO  | PESO IN KG |
|-----------|------------|
| MI3405    | 44,2       |
| MI3706    | 48,2       |
| MX2800    | 57,23      |
| MX28      | 48,81      |
| MX31      | 55,17      |
| MX31FDT   | 55,17      |
| MX34SC    | 54,25      |
| MX34      | 58,26      |
| MX34FDT   | 65,48      |
| MX37SC    | 67,1       |
| MX37      | 63,37      |
| OT-D2     | 45,05      |
| OT-S2     | 24,80      |
| TC3100TTR | 45,12      |
| TC3400TRR | 48,12      |

| ARTICOLO    | PESO IN KG |
|-------------|------------|
| TC3700TTR   | 51,2       |
| TC4600TTR   | 66         |
| WCD6C       | 162,33     |
| WCS6C       | 81,64      |
| FS145-06-WH | 43,62      |
| FS165-06-WH | 46         |
| DX34BI      | 104,53     |
| FW185-06-WH | 22,2       |
| FW185-08-WH | 35,54      |
| MS34        | 51,5       |
| VI34        | 73,2       |
| MBI3722     | 69,18      |
| MBI3731     | 69,18      |
| MBI4241     | 83,05      |

## MX Anestesia

### Descrizione:

Il carrello MX Anestesia è ideato per rispondere alle specifiche esigenze dell'anestesista. Oltre alla chiusura centralizzata di tutti i cassetti, il cassetto porta narcotici ha uno sportello con serratura dedicata, che lo rende sicuro ed accessibile solo al personale autorizzato. Ovviamente, oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale MX Anestesia suggerito di seguito, può essere montata una vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.



### Cassetto per anestetici



Fornito di sportello con serratura per un completo controllo e una totale protezione dei medicinali

### Divisori interni per cassetti



Riposizionabili e removibili

## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08



| MODELLI E DIMENSIONI* | MX28ANE | MX31ANE | MX34ANE | MX37ANE |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| mm                    |         |         |         |         |
| Larghezza             | 690     | 690     | 690     | 690     |
| Profondità            | 518     | 518     | 518     | 518     |
| Altezza piano lavoro  | 848     | 927     | 1006    | 1090    |
| Altezza (senza ruote) | 714     | 793     | 872     | 951     |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori





Sono applicabili alla barra porta accessori più ripiani multi-funzioni

## KIT ACCESSORI OPZIONALI MX ANESTESIA

- |          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Asta fleboclisi regolabile in altezza da 345 ad 875 mm dal piano del carrello |
| <b>2</b> | Set cassette porta oggetti basculanti Large                                   |
| <b>3</b> | Set cassette porta oggetti basculanti Small                                   |
| <b>4</b> | Barra porta accessori                                                         |
| <b>5</b> | Contenitore smaltimento taglienti                                             |
| <b>6</b> | Dispenser per guanti                                                          |
| <b>7</b> | Cestino rifiuti                                                               |

N.B. La configurazione dei carrelli illustrati è indicativa. Sono possibili configurazioni personalizzabili.

## MX Emergenza

### Descrizione:

Il carrello MX Emergenza garantisce agli operatori il massimo standard in termini di operatività e sicurezza. Grazie agli accessori suggeriti, definisce un nuovo standard nell'organizzazione e nelle funzioni, per rispondere al meglio ad ogni tipo di emergenza. Ovviamente, oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale MX Emergenza suggerito di seguito, può essere montata una vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.



### Chiusure con sigilli



Solo del primo cassetto (standard)



Barra di chiusura di tutti i cassetti (optional)

## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08



| MODELLI E DIMENSIONI* | MX28EMG | MX31EMG | MX34EMG | MX37EMG |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| mm                    |         |         |         |         |
| Larghezza             | 690     | 690     | 690     | 690     |
| Profondità            | 518     | 518     | 518     | 518     |
| Altezza piano lavoro  | 848     | 927     | 1006    | 1090    |
| Altezza (senza ruote) | 714     | 793     | 872     | 951     |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori





## KIT ACCESSORI OPZIONALI MX EMERGENZA

- |          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Asta fleboclisi regolabile in altezza da 345 ad 875 mm dal piano del carrello |
| <b>2</b> | Piano porta defibrillatore/monitor                                            |
| <b>3</b> | Contenitore smaltimento taglienti                                             |
| <b>4</b> | Porta bombola                                                                 |
| <b>5</b> | Tavola per massaggio cardiaco                                                 |

N.B. La configurazione dei carrelli illustrati è indicativa. Sono possibili configurazioni personalizzabili.

## MX Terapia

### Descrizione:

I carrelli MX Terapia sono adatti alle esigenze di ogni tipo di reparto, studiati per attività di stoccaggio e distribuzione. Ovviamente, oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale MX Terapia suggerito di seguito, può essere montata una vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.



Cassetto porta PC, disponibile su ogni carrello (optional)



Varie combinazioni di accessori, facili da montare, ideali per ogni esigenza

### LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08



| MODELLI E DIMENSIONI* | MX28PRO | MX31PRO | MX34PRO | MX37PRO |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| mm                    |         |         |         |         |
| Larghezza             | 690     | 690     | 690     | 690     |
| Profondità            | 518     | 518     | 518     | 518     |
| Altezza piano lavoro  | 848     | 927     | 1006    | 1090    |
| Altezza (senza ruote) | 714     | 793     | 872     | 951     |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori





## KIT ACCESSORI OPZIONALI MX TERAPIA

- |          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Asta fleboclisi regolabile in altezza da 345 ad 875 mm dal piano del carrello |
| <b>2</b> | Cestello griglia multifunzione                                                |
| <b>3</b> | Cestino rifiuti                                                               |
| <b>4</b> | Contenitore smaltimento taglienti                                             |

*N.B. La configurazione dei carrelli illustrati è indicativa. Sono possibili configurazioni personalizzabili.*


## MX Isolamento/Medicazione

### Descrizione:

La serie MX Isolamento/Medicazione presenta configurazioni con cassetti profondi per lo stoccaggio di materiale di consumo. Ovviamente, oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale MX Isolamento/Medicazione suggerito di seguito, può essere montata una vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.



Cassetti molto robusti e capienti, adatti allo stoccaggio di ogni tipo di materiale



Varie combinazioni di accessori, facili da montare, ideali per ogni esigenza

### LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08



| MODELLI E DIMENSIONI* | MX28ISO | MX31ISO | MX34ISO | MX37ISO |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| mm                    |         |         |         |         |
| Larghezza             | 690     | 690     | 690     | 690     |
| Profondità            | 518     | 518     | 518     | 518     |
| Altezza piano lavoro  | 848     | 927     | 1006    | 1090    |
| Altezza (senza ruote) | 714     | 793     | 872     | 951     |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori





## KIT ACCESSORI OPZIONALI MX ISOLAMENTO/MEDICAZIONE

- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>1</b> | Porta distributore per guanti  |
| <b>2</b> | Cestello griglia multifunzione |
| <b>3</b> | Cestino rifiuti                |

*N.B. La configurazione dei carrelli illustrati è indicativa. Sono possibili configurazioni personalizzabili.*

## MX Emergenza Pediatrica

### Descrizione:

I carrelli per emergenza MXEMGP sono studiati per affrontare le emergenze nei reparti pediatrici. Le diverse colorazioni dei cassetti facilitano l'individuazione immediata dei diversi contenuti, suddivisi in funzione al rapporto peso/altezza del bambino. Ovviamente oltre alla dotazione standard, può essere montata una vasta gamma di accessori opzionali, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.



**MX37EMGP2 con chiusura a sigilli indipendenti per ciascun cassetto**



**MX37EMGP1 con chiusura a sigillo unico**

*N.B: Tutti gli accessori illustrati sono opzionali*

### LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

|                  |                 |                   |                   |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Pink<br>6-7 kg   | Red<br>8-9kg    | Purple<br>10-11kg | Yellow<br>12-14kg |
| White<br>15-18kg | Blue<br>19-23kg | Orange<br>24-29kg | Green<br>30-36kg  |

| MODELLI E DIMENSIONI* | MX37EMGP1 | MX37EMGP2 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| mm                    |           |           |
| Larghezza             | 690       | 690       |
| Profondità            | 518       | 518       |
| Altezza piano lavoro  | 1090      | 1090      |
| Altezza (senza ruote) | 951       | 951       |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori



## Carrello per medicinali con chiusura elettronica MOD. MX3414



Fornito di sportello con serratura per un completo controllo ed una totale protezione dei medicinali



### Caratteristiche principali

Misure di ingombro mm. 690 x 518 x 1006 H.

Chiusura centralizzata con sistema elettronico NUOVO TOUCHPAD LOCK (Keyless locking system)



### Configurazione cassette:

1. Cassetto di sicurezza con chiusura indipendente con pannello munito di chiave;
2. Cassetto Tipo A: mm. 569 x 398 x 75
3. Cassetto Tipo B: mm. 569 x 398 x 155, portamedicinali estraibile totalmente dalla parte frontale del carrello, contenente: 5 vaschette indipendenti estraibili con divisori interni mm. 112 x 215 x 154 h, divisori dello spazio residuo del cassetto;
4. Cassetto Tipo B: mm. 569 x 398 x 155,
5. Cassetto Tipo C: mm. 569 x 398 x 235

Accessoriabile con tutta la vasta gamma di accessori a disposizione.

## LATEX FREE


Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

## Carrelli per distribuzione farmaci MBI

### Cassetti portafarmaci

Cassetti ad estrazione completa su entrambi i fronti del carrello con vaschette in ABS completamente estraibili. Sulla maniglia predisposta per l'estrazione della vaschetta, è presente una tasca per l'apposizione di una etichetta. Ogni vaschetta è dotata di due separatori orizzontali per una migliore ed ordinata sistemazione dei farmaci

| DIMENSIONI |                         |
|------------|-------------------------|
| Formato A  | L 112 x P 215 x H 75 mm |
| Formato B  | L112 x P 215 x H 154 mm |



### Piano di lavoro supplementare

Tutti carrelli della serie MBI sono dotati di un piano di lavoro estraibile verso destra.

### Sistema di sicurezza - montato solo sui cassetti in acciaio

I carrelli sono dotati di un **sistema di sicurezza MIS** che impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti, impedendo così, in maniera assoluta, il rischio di ribaltamento per lo spostamento del baricentro al di fuori dell'area della base. Questo consente al personale di poter caricare i cassetti anche con carichi importanti (soluzioni fisiologiche) senza alcun rischio o attenzione particolare.

### Chiusura centralizzata

Chiusura centralizzata con sistema interno interamente metallico. Serratura laterale con chiave metallica che chiude simultaneamente sia i cassetti in ABS per medicinali, che i cassetti in acciaio.

### Modelli disponibili

| CARATTERISTICHE                               | MB 3424 |      | MB 3722 |      | MB 3731 |      | MB 4241 |      | MB 4250 |      |
|-----------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| Cassetti porta vaschette                      |         | 4    |         |      |         |      |         |      |         |      |
| Di cui apribili su entrambi i fronti          |         | 2    |         |      |         |      |         |      |         |      |
| Totale vaschette per farmaci su ogni carrello | Tipo A  | 20   | Tipo B  | 20   | Tipo B  | 30   | Tipo B  | 40   | Tipo B  | 50   |
| Vaschette a disposizione su ogni fronte       | Tipo A  | 10   | Tipo B  | 10   | Tipo B  | 15   | Tipo B  | 20   | Tipo B  | 25   |
| Cassetti in acciaio:                          |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| Tipo A - 75 mm.                               |         | 2    |         | 0    |         | 0    |         | 0    |         | 0    |
| Tipo B - 155 mm.                              |         | 1    |         | 1    |         | 0    |         | 1    |         | 0    |
| Tipo A - 235 mm.                              |         | 1    |         | 1    |         | 1    |         | 0    |         | 0    |
| Larghezza                                     |         | 690  |         | 690  |         | 690  |         | 690  |         | 690  |
| Profondità                                    |         | 540  |         | 540  |         | 540  |         | 540  |         | 540  |
| Altezza                                       |         | 1010 |         | 1100 |         | 1100 |         | 1229 |         | 1229 |
| Altezza senza ruote                           |         | 885  |         | 885  |         | 885  |         | 1070 |         | 1070 |





**MB 3424 (fronte)**



**MB 3424 (fianco)**



**MB 3424 (retro)**



**MB 3722**



**Vista lato maniglia**



**MB 3731**



**MB 4241**



**Vista lato serratura**




**MB 4250**

## MX Multifunzione

### Descrizione:

La serie MX Multifunzione rendono agevole e razionale il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di medicinali e materiali. Ovviamente, può essere montata una vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.

### Cassetti e vani



Cassetti e vani sono molto robusti e capienti, adatti allo stoccaggio di ogni tipo di materiale. I vani sono disponibili anche senza battenti (Art. MX37SC-ND)



### Caratteristiche

- Struttura portante in profilo di alluminio – pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Comoda impugnatura
- Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti in uso nei reparti
- Piano di lavoro supplementare estraibile
- 2 cassetti con chiusura centralizzata (Art. MX34SC..) oppure 3 cassetti (Art. MX37SC..)
- 1 vano con chiusura a battenti con chiave indipendente dai cassetti e ripiano regolabile
- 4 ruote piroettanti da 12,5 cm (2 con freno)
- Molti accessori disponibili a catalogo

## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

| MODELLI E DIMENSIONI*              | MX3402SC                        | MX3703SC                        |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                    | MX3402SC-ND<br>(senza battenti) | MX3703SC-ND<br>(senza battenti) |
| mm                                 |                                 |                                 |
| Larghezza                          | 690                             | 690                             |
| Profondità                         | 518                             | 518                             |
| Altezza piano lavoro               | 1006                            | 1090                            |
| Altezza (senza ruote)              | 872                             | 951                             |
| Cassetti A L 569 x P 398 x H 75 mm | 2                               | 3                               |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori



## Carrelli Trasporto

### Descrizione:

I carrelli della serie TC sono leggeri e capienti, perfetti per il trasporto e lo stoccaggio in vassoi e cesti formato ISO 3394 (mm. 600 x 400 di diverse altezze). Hanno una chiusura a serranda in ABS, che serve a proteggere il contenuto dei vassoi/cestini cassetti durante il trasporto. Il pannello di chiusura a serranda permette l'estrazione completa dei vassoi e dei cestini, che possono essere inseriti, a diverse altezze, secondo le combinazioni desiderate. Su richiesta il carrello può essere fornito nella versione aperta, ma con blocco dei vassoi e dei cassetti mediante una barra verticale con serratura. È possibile applicare una vasta gamma di accessori.



### Porta etichette



### LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08



| MODELLI E DIMENSIONI*                             | TC3100 | TC3400 | TC3700 |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| mm                                                |        |        |        |
| Altezza vano interno<br>(per cassette e cestelli) | 533    | 610    | 686    |
| Larghezza                                         | 716    | 716    | 716    |
| Profondità                                        | 520    | 520    | 520    |
| Altezza piano lavoro                              | 945    | 1005   | 1105   |
| Altezza (senza ruote)                             | 790    | 870    | 950    |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

## Carrelli terapia a doppia colonna

### Descrizione:

I carrelli di terapia a doppia colonna rendono agevole e razionale il trasporto e la distribuzione di medicinali, medicazioni e materiali vari. La doppia colonna di cassetti consente un incremento della quantità di materiale trasportabile, senza nulla togliere all'organizzazione dello stoccaggio grazie alle diverse composizioni di cassetti nate per agevolare tale funzione. Questa serie è perfetta per tutti gli usi in reparti ospedalieri, case di cura, cliniche e centri medici specializzati. I cassetti sono interamente realizzati in lamiera d'acciaio saldata a garanzia di resistenza anche ai carichi più gravosi: la portata massima in sicurezza per ogni cassetto è di 25 Kg. Tutti i cassetti sono ad apertura totale su guide telescopiche in acciaio con cuscinetti a sfera. Possono essere facilmente asportati sganciandoli dalle guide per consentire operazioni di pulizia accurata.

### Caratteristiche

- Piani di lavoro in ABS con bordi di contenimento, resistente e facile da pulire.
- Impugnatura comoda ad altezza regolabile facile da installare.
- Piano estraibile scorrevole a scomparsa 380x470 mm portata massima: 8kg.
- Struttura in alluminio anodizzato.
- 4 ruote piroettanti da 125 mm: 1 con freno, 1 con controllo direzionale e 2 libere.
- Misure complessive d'ingombro: 1125 x 545 x 1010 mm.
- Possibilità di applicare una vasta gamma di accessori, per meglio rispondere ad ogni tipo di esigenza.
- Chiusura centralizzata dei cassetti, indipendente tra le due colonne a mezzo di due distinte serrature.
- Possibilità di personalizzare il carrello attraverso la scelta della colorazione e del tipo di verniciatura: antistatica e antistatica/antibatterica.
- Paracolpi alla base sui 2 lati corti.



**DX34**

### Composizione

## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

| DIMENSIONI CASSETTI |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Altezza             | Colonna sinistra    | Colonna destra      |
|                     | Misure 590 x 420 mm | Misure 400 x 420 mm |
| 75 mm               | 2                   | 4                   |
| 155 mm              | 2                   | 1                   |
| 235 mm              | 1                   | 1                   |



## Carrelli serie Mini

### Descrizione:

I carrelli Mini sono progettati con piccole dimensioni per renderli ideali nelle aree a spazio limitato. Forniscono un adeguato spazio di deposito e sono facilmente trasportabili ovunque. La chiusura centralizzata dei cassetti garantisce la necessaria sicurezza di questi carrelli leggeri e versatili. La serie Mini conserva tutte le caratteristiche generali della serie MX compresa la disponibilità di varie colorazioni e la modularità in altezza dei cassetti ma differendo per l'estrema compattezza del progetto tutto finalizzato a soddisfare le esigenze del minimo ingombro. Il carrello non è accessorabile.



Cassetto porta PC, disponibile su ogni carrello (optional)

### Caratteristiche

- Struttura e pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti in uso nei reparti
- Paracolpi in ABS
- Chiusura centralizzata a chiave
- 4 ruote piroettanti da 100 mm (2 con freno)

## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08



| MODELLI E DIMENSIONI*         | MI3105    | MI3405    | MI3706    |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cassetti da 75 - 155 - 235 mm | 3 - 1 - 1 | 2 - 2 - 1 | 3 - 2 - 1 |
| mm                            |           |           |           |
| Larghezza                     | 540       | 540       | 540       |
| Profondità                    | 518       | 518       | 518       |
| Altezza piano lavoro          | 867       | 946       | 1025      |
| Altezza (senza ruote)         | 732       | 811       | 890       |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello

## Carrelli serie Nc

### Descrizione:

I carrelli Nc sono progettati con piccole dimensioni per renderli ideali nelle aree a spazio limitato. Forniscono un adeguato spazio di deposito e sono facilmente trasportabili ovunque. La chiusura centralizzata dei cassetti garantisce la necessaria sicurezza di questi carrelli leggeri e versatili. La serie Nc conserva tutte le caratteristiche generali della serie MX compresa la disponibilità di varie colorazioni e la modularità in altezza dei cassetti ma differendo per la estrema compattezza del progetto tutto finalizzato a soddisfare le esigenze del minimo ingombro.



Cassetto porta PC, disponibile su ogni carrello (optional)

### Caratteristiche

- Struttura portante in profilo di alluminio - pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Accessoriabile con gli stessi prodotti della linea MX
- Paracolpi in ABS
- Chiusura centralizzata a chiave
- 4 ruote piroettanti da 100 mm (2 con freno)



## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

| MODELLI E DIMENSIONI*         | NC3405    | NC3706    |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Cassetti da 75 - 155 - 235 mm | 2 - 2 - 1 | 3 - 2 - 1 |
| mm                            |           |           |
| Larghezza                     | 540       | 540       |
| Profondità                    | 520       | 520       |
| Altezza piano lavoro          | 977       | 1056      |
| Altezza (senza ruote)         | 842       | 921       |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori



## Carrelli per emergenza Serie NC

### Descrizione:

Maneggevoli e di dimensioni molto compatte consentono in poco spazio di avere tutto il necessario a portata di mano. Il carrello NC Emergenza garantisce agli operatori il massimo standard in termini di operatività e sicurezza.

Grazie agli accessori suggeriti, definisce un nuovo standard nell'organizzazione e nelle funzioni, per rispondere al meglio ad ogni tipo di emergenza.

Oltre alla dotazione standard ed al kit opzionale suggerito di seguito, può essere montata tutta la vasta gamma di accessori, per rispondere ad ogni tipo di esigenza.

### Chiusure con sigilli



Solo del primo cassetto (standard)



Barra di chiusura di tutti i cassetti (optional)



NC34



1



2



3



4



NC37



5

### KIT ACCESSORI OPZIONALI MX EMERGENZA

- |   |                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Asta fleboclisi regolabile in altezza da 345 ad 875 mm dal piano del carrello |
| 2 | Piano porta defibrillatore/monitor                                            |
| 3 | Contenitore smaltimento taglienti                                             |
| 4 | Porta bombola                                                                 |
| 5 | Tavola per massaggio cardiaco                                                 |

## MX Cartelle cliniche

(per cartelle in faldoni verticali e/o cartelle sospese)

Art. MX34FDT



### Divisori



Divisori interni che aiutano l'archiviazione dei faldoni

### Cassetto



Cassetto porta PC, disponibile su carrello Art. MX37FDT



Chiusura con chiave per la sicurezza dei documenti

### Caratteristiche

- Struttura portante in profilo di alluminio – pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Comoda impugnatura
- Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti in uso nei reparti
- Vano per cartelle/faldoni con chiusura con sportello a scomparsa, a ribalta, maniglia e chiave – h 375 mm
- 10 divisori sospesi per faldoni in acciaio verniciato
- Cassetto inferiore per faldoni, o per cartelle sospese (supporti regolabili), h 300 mm
- Cassetto porta Pc estraibile (solo su Art. MX37FDT)
- 4 ruote piroettanti da 125 mm (2 con freno)
- Chiusura centralizzata a chiave
- Molti accessori disponibili a catalogo

## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

| MODELLI E DIMENSIONI* | MX34FDT | MX37FDT |
|-----------------------|---------|---------|
| mm                    |         |         |
| Larghezza             | 690     | 690     |
| Profondità            | 518     | 518     |
| Altezza piano lavoro  | 1006    | 1090    |
| Altezza (senza ruote) | 872     | 951     |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori




## MX Cartelle cliniche (per cartelle sospese)

Art. MX31FDT



### Cassetti



Divisori e porta cartelle regolabili  
per ogni formato e dimensione  
del documento

### Caratteristiche

- Struttura portante in profilo di alluminio – pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Comoda impugnatura
- Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti in uso nei reparti
- Piano di lavoro supplementare estraibile
- 2 cassettoni per cartelle sospese con supporti regolabili con maniglia – h 30 cm
- Chiusura centralizzata a chiave
- 4 ruote piroettanti da 12,5 cm (2 con freno)
- Misure complessive: 69 x 51,8 x 92,7 cm
- Molti accessori disponibili a catalogo

## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

| MODELLI E DIMENSIONI* | MX31FDT |
|-----------------------|---------|
| mm                    |         |
| Larghezza             | 690     |
| Profondità            | 520     |
| Altezza piano lavoro  | 927     |
| Altezza (senza ruote) | 793     |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori


## Carrello portacartelle cliniche con coperchio ad apertura scorrevole orizzontale

Art. FD27




### Caratteristiche

- Struttura, frontali, cassetti e coperchio in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Colore standard: bianco
- 1 maniglia di spinta
- Piano di copertura apribile orizzontalmente in due parti con maniglie a scomparsa
- Cassettone sottostante per cartelle A4 con comoda maniglia sporgente
- Il cassetto ed il piano superiore scorrono su guide metalliche con cuscinetti a sfera
- Chiusura con due chiavi
- Paracolpi sui quattro lati
- 4 ruote piroettanti da 125 mm. (2 con freno ed 1 direzionale)
- Dimensioni 701 x 542 x 682 H mm (senza ruote) altezza complessiva: 850 mm.
- Accessoriabili sui fianchi con molti accessori disponibili a catalogo



### LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08





## Carrello porta cartelle cliniche TF3714

Nuovi carrelli per il trasporto e la conservazione di cartelle cliniche

### Caratteristiche

- Struttura portante in profilo di alluminio – pareti in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Chiusura frontale con serranda in materiale plastico ad alto scorrimento con apertura orizzontale per mezzo di comoda maniglia con chiusura a chiave
- Comoda impugnatura
- Interno suddiviso in due piani di appoggio
- Ogni piano è suddiviso in 8 ripartizioni con pannelli in plexiglass trasparente amovibili (tot. 16 spazi da 66 mm. di larghezza, 370 mm. di altezza e 415 mm. di profondità)
- Piano di copertura in ABS lavabile e sanificabile con i normali prodotti in uso nei reparti
- Piano di lavoro supplementare estraibile
- 4 ruote piroettanti da 125 mm (2 con freno)
- Misure complessive: 717 x 521,5 x 1102 mm
- Molti accessori disponibili a catalogo



## Carrello Terapia a 5 cassetti in acciaio inox

Art. MS34



### Caratteristiche

Carrello per medicazioni a 5 cassetti completamente in acciaio inox 18/10.

- Dimensioni di ingombro: 649,40 (L) x 512,40 (P) x 1.01090 (H) mm
- 5 cassetti: 2 da 7,5 + 2 da 15 + 1 da 22,5 cm
- Guide metalliche con sistema di rientro automatico
- Maniglie a scomparsa
- Maniglia laterale regolabile in altezza
- Struttura laterale per la chiusura simultanea dei cinque cassetti
- Ruote da 12,5 cm (2 con freno, 1 direzionale, 1 libera)
- 4 paracolpi in gomma
- Piano di lavoro in acciaio inox

Sulle pareti laterali sono predisposti i supporti per l'aggancio delle barre porta accessori della serie MX.



### Cassetti



Cassetto A: Dimensioni Utili  
L 569 x P 398 x H 75 mm



Cassetto B: Dimensioni Utili  
L 569 x P 398 x H 155 mm



Cassetto C: Dimensioni Utili  
L 569 x P 398 x H 235 mm

I cassetti sono realizzati in lamiera di acciaio saldata a garanzia di resistenza anche ai carichi più gravosi: ogni cassetto ha portata massima di 25 Kg. Tutti i cassetti sono ad apertura totale su guide telescopiche in acciaio con cuscinetti a sfera. Possono essere facilmente asportati sganciandoli dalle guide per consentire operazioni di accurata pulizia.



## Carrelli di servizio serie FC

### Descrizione:

I carrelli di servizio della serie FC rendono agevole e razionale il trasporto e la distribuzione di medicinali, medicazioni e materiali vari. La serie FC è perfetta per tutti gli usi in reparti ospedalieri, case di cura, cliniche e centri medici specializzati. La struttura in alluminio ed i ripiani in Resina Termo Plastica Stampata (PP) opportunamente nervata, rendono i carrelli facilmente sanificabili ed in grado di sostituire, nella maggior parte degli usi, analoghi carrelli in acciaio inox superandoli per silenziosità, indeformabilità ed economicità. I carrelli FC sono disponibili anche in versione bifronte, con cassetti apribili su entrambi i lati. I cassetti sono interamente realizzati in lamiera d'acciaio saldata a garanzia di resistenza anche ai carichi più gravosi: la portata massima in sicurezza per ogni cassetto è di 25 Kg. Tutti i cassetti sono ad apertura totale su guide telescopiche in acciaio con cuscinetti a sfera. Possono essere facilmente asportati sganciandoli dalle guide per consentire operazioni di pulizia accurata.



**FC2703L**



**FC2704L**

### Caratteristiche

- Piano di lavoro in PP stampato, resistente e lavabile, con comode impugnature
- Struttura in alluminio anodizzato
- Chiusura centralizzata dei cassetti
- 4 ruote piroettanti da 100 mm, di cui 2 con freno
- 2 cassetti da 75 mm
- 1 cassetto da 155 mm
- 1 cassetto da 235 mm (ART. FC2704L o vano a giorno (ART. FC2703L))



Accessori montabili su entrambi i lati: sono gli stessi della linea MX

## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

| MODELLI E DIMENSIONI*   | FC2703L |
|-------------------------|---------|
|                         | FC2704L |
| mm                      |         |
| Larghezza               | 760     |
| Profondità              | 490     |
| Altezza piano di lavoro | 1035    |
| Altezza (senza ruote)   | 935     |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

## Contenitori in ABS

I contenitori in ABS con i divisori interni in PS sono disponibili in 2 misure e si prestano ad immagazzinare razionalmente medicinali e minuteria di ogni tipo. Sono facilmente asportabili dai cassetti per facilitare la pulizia e la preparazione.



112 x 215 x 75 mm    112 x 215 x 154 mm



**FC3440DXL**



**FC3432DXL**



L'apertura dei cassetti su entrambi i lati rende il servizio veloce ed efficiente

### Caratteristiche standard

- Piano di lavoro in PP stampato, resistente e lavabile, con comode impugnature
- Struttura in alluminio anodizzato
- Chiusura centralizzata dei cassetti
- 4 ruote piroettanti da 100 mm, di cui 2 con freno
- 4 cassetti da 75 mm (2 per lato) con contenitori in ABS (5 cestelli portaoggetti per cassetto)
- Portata cassettoni Mod. FC2802 e FC2803: Kg 25 cad.
- Portata piani: Kg 60 cad.

### FC3440DXL

- 4 cassetti da 155 mm (2 per lato) con contenitori in ABS (5 cestelli portaoggetti per cassetto)
- 1 vano giorno

### FC3432DXL

- 2 cassetti da 155 mm (1 per lato)
- 1 cassetto da 155 mm
- 1 cassetto da 230 mm

## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

| MODELLI E DIMENSIONI*   | FC3440DXL |
|-------------------------|-----------|
|                         | FC3432DXL |
| mm                      |           |
| Larghezza               | 760       |
| Profondità              | 490       |
| Altezza piano di lavoro | 1060      |
| Altezza (senza ruote)   | 960       |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori





**FC2800**



**FC2802**



**FC2804**

## Caratteristiche

- Previste anche le versioni con 3 lati pannellati (Cod. FC2801 - 03 - 05 - 07)
- Piani e cassetti in PP stampato, resistenti e lavabili, con comode impugnature
- Struttura in alluminio anodizzato
- 4 ruote piroettanti da 100 mm, di cui 2 con freno
- Portata piani serie FC: kg. 60 cad.
- Portata cassettini del carrello FC2802: kg. 15 cad.



I carrelli FC28 possono essere forniti di un cestino portarifiuti



**FC2806**

## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

| MODELLI E DIMENSIONI*           | FC2800                             | FC2802                             | FC2804                             | FC2806                             |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                 | FC2801<br>(con pannelli su 3 lati) | FC2803<br>(con pannelli su 3 lati) | FC2805<br>(con pannelli su 3 lati) | FC2807<br>(con pannelli su 3 lati) |
|                                 | FC2800A<br>Amagnetico              | FC2802A<br>Amagnetico              | FC2804A<br>Amagnetico              | FC2806A<br>Amagnetico              |
|                                 | FC2801A<br>Amagnetico              | FC2803A<br>Amagnetico              | FC2805A<br>Amagnetico              | FC2807A<br>Amagnetico              |
| mm                              |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Larghezza (escluse le maniglie) | 760                                | 760                                | 760                                | 760                                |
| Profondità                      | 490                                | 490                                | 490                                | 490                                |
| Altezza piano di lavoro         | 890                                | 890                                | 830                                | 830                                |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

## Carrelli di servizio – serie UC

### Descrizione:

I carrelli di servizio della serie UC sono carrelli multiuso estremamente versatili e resistenti. La serie UC è perfetta per tutti gli usi in reparti ospedalieri, case di cura, cliniche e centri medici specializzati. La struttura in alluminio ed i ripiani in Resina Termo Plastica Stampata (PP) opportunamente nervata, rendono i carrelli facilmente sanificabili ed in grado di sostituire, nella maggior parte degli usi, analoghi carrelli in acciaio inox superandoli per silenziosità, indeformabilità ed economicità.



**UC4330P**  
(pannellato su 3 lati)



**UC3120**  
**UC4320**



**UC2530**

### Caratteristiche

- Piani di lavoro in PP stampato, resistenti e lavabili, con comode impugnature
- Struttura in alluminio anodizzato 4 ruote piroettanti da 100 mm, di cui 2 con freno (Art. UC2530 con 4 ruote da 75 mm)
- Grande resistenza e versatilità per ogni utilizzo e ambiente
- Portata piani: Kg. 60 cad.



**UC3130**



**UC4330**

## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

| MODELLI E DIMENSIONI*           | UC2530 | UC3120 | UC3130 | UC4320 | UC4330 | UC4330P |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| mm                              |        |        |        |        |        |         |
| Larghezza (escluse le maniglie) | 485    | 620    | 620    | 930    | 930    | 930     |
| Profondità                      | 370    | 450    | 450    | 490    | 490    | 490     |
| Altezza piano di lavoro         | 780    | 815    | 825    | 815    | 895    | 895     |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori





**VGD + VPR-2**  
Porta distributore per guanti + guida laterale



**VDS**  
Mensola porta defibrillatore  
355 x 355 x 451 mm




**VTB-2**  
Set 12 box basculanti portaoggetti Small  
603 x 106 x 253 mm



**VTB-1**  
Set 5 box basculanti portaoggetti Large  
603 x 123 x 153 mm



**P-AB**  
Sistema aste verticali per montaggio accessori



**VBH + VPR-1**  
Portaflaconi + barra porta accessori  
355 x 95 x 80 mm



**VCPR & VHK**  
Tavola per massaggio cardiaco con ganci  
440 x 510 x 10 mm



**VSD**  
Set cassette laterali basculanti (solo su MX34 e MX37)  
450 x 120 x 665 mm



**VO2 + VPR-2**  
Sostegno bombola + guida laterale  
145 x 125 x 403 mm



**VCH + VPR-2**  
Cestello porta catetere + guida laterale  
100 x 100 x 480 mm



**VFH + VPR-2**  
Porta documenti + guida laterale - Misure interne utili  
mm. 315 x 105/60 x 335 H.



**VMS + VPR-2**  
Cestello griglia multifunzione + guida laterale  
mm. 330 x 130 x 180 H.



**VPS**  
Sigillo con numero seriale, colore rosso  
Conf. da 50 pz.



**VPT**  
Sigillo con numero seriale, colore rosa Conf. da 50 pz.



**VSH & VPR-2**  
Mensola porta aspiratore + guida laterale  
213 x 395 x 115 mm



**VWC + VPR-2**  
Cestino per rifiuti da Lt. 9 con coperchio basculante



**VDH + VPR-2**  
Porta documenti + guida laterale mm. 330 x 160 x 255 H.



**VMH**  
Placca magnetica per nome



**VIV**  
Asta flebo regolabile in altezza



**VBP**  
Para colpi laterale in ABS



**VSC + VPR-2**  
Contenitore per taglienti da Lt. 1,76.  
mm 110 x 113 x 215 H.



**VBS + P-AB**  
Set vaschette porta minuterie + aste verticali



**VWB + VPR-2**  
Raccogliitore aperto da 19 Lt. per rifiuti, mm. 365 x 255 x 460 H.



### VWC-33

Cestello per accessori  
mm. 145 x 250 x 180 H.  
(utile)




### HWP

Gancio in acciaio  
verniciato per barre  
laterali



### VST

Piano di copertura del  
top in acciaio inox



### VTM-DX

Piano di copertura del  
top in robusta plastica  
trasparente




### VTM-MX

Piano di copertura del  
top in robusta plastica  
trasparente



### VTM-MI-NC

Piano di copertura del  
top in robusta plastica  
trasparente



### VTS-DX

Mensola in acc.  
verniciato per carrelli  
serie DX



### VTS-MX

Mensola in acc.  
verniciato per carrelli  
serie MX



### VTS-NC

Mensola in acc.  
verniciato per carrelli  
serie NC



### VTB-DX

Set 18 box basculanti  
portaoggetti Small  
905 x 106 x 253 mm



### VBS-DX

Set 9 vaschette porta mi-  
nuterie per carrelli serie DX



### VVP

Supporto per monitor  
per serie MX con asta  
verticale



### VLP

Braccio lungo per  
monitor per serie MX  
con asta verticale



### VVN

Supporto per Notebook  
per serie MX con asta  
verticale



### VLN

Supporto per Notebook  
per serie MX con braccio  
lungo ed asta verticale



### N-AD3

Set divisori regolabili per  
cassetti serie MI e NC  
altezza mm. 75



### N-AD6

Set divisori regolabili per  
cassetti serie MI e NC  
altezza mm. 150



### DIESB1

Dispenser per bicchieri di  
plastica medi da applicare alla  
barra frontale orizz. Cap. 20 pz.



### DIESB2

Dispenser per bicchieri di  
plastica piccoli da applicare alla  
barra frontale orizz. Cap. 50 pz.




### SUPFL01

Supporto a parete  
metallico bianco con  
dosatore a gomito  
da 4 cc. per flaconi  
da 500 ml (Flac. h  
175 Ø 65 mm)



### SUPFL02

Supporto a parete  
metallico bianco con  
dosatore a gomito  
da 4 cc. per flaconi  
da 500 ml (Flac. h  
201 Ø 65 mm)




### SUPFL03

Supporto a parete  
metallico bianco con  
dosatore a gomito  
da 4 cc. per flaconi  
da 1000 ml (Flac. h  
262 Ø 65 mm)



## Z004

Armadio porta endoscopi mm. 406 x 152 x 1220 H. con anta vetrata con guarnizioni e supporti interni



### BAR-40

Barra porta accessori in acciaio inox mm. 400 completa di attacchi



### MEB-25

Mensola con bordi di contenimento in acciaio inox mm 250 x 130 x 20 H. Necessita della barra codice BAR-40



### CON-13

Contenitore in acciaio inox mm. 130 x 130 x 280 H. Necessita della barra codice BAR-40



### CON-25

Contenitore in acciaio inox mm. 250 x 130 x 280 H. Necessita della barra codice BAR-40




### VPR-1

Barra frontale da 590 mm. per carrello MX, completa di viti




### VPR-2

Barra frontale da 443 mm. per carrello MX, completa di viti



### VPR-3

Barra frontale da 400 mm. per carrello NC, completa di viti



### VPR-4

Barra frontale da 1,010.5 mm. per carrello DX, completa di viti




### MAC-40

Mensola liscia con alzatina di sicurezza, con barra orizzontale di fissaggio in acciaio Inox, wmm. 400 x 200 x 70 H. Portata massima Kg.10




### MAC-60

Mensola liscia con alzatina di sicurezza, con barra orizzontale di fissaggio in acciaio Inox, mm. 600 x 200 x 70 H. Portata max. Kg.10




### SUP-1

Supporto metallico per contenitori rifiuti speciali, forma quadrata, dim. utili mm.160 x 160



### SUP-2

Supporto metallico per contenitori rifiuti speciali, forma tonda, dim. utili diametro 200 mm.



### GAU-1

Ganci universali, mm. 70 – cf. da 10 pz



### GAU-2

Ganci universali, mm. 70 – cf. da 5 pz.



### BC3

Bombola per ossigeno da 3 lt. Vuota, completa di valvola riduttrice, manometro 0-315 bar, uscita portagomma, disco inox "PER USO MEDICO" e gabbia di protezione accessori



### VFT

Piano laterale abbattibile in acciaio verniciato. Dimensioni mm. 346 x 321



## VHL

Maniglia di spinta supplementare



## SP80085

Supporto universale per contenitori cilindrici per rifiuti ospedalieri. In materiale plastico flessibile, completo di cinghia e chiusura in nylon. La parte fissa è munita di 2 fori per l'aggancio alla barra per mezzo di due inserti. Lunghezza cinghia regolabile cm. 120. Dimensioni A = 250 mm.

## STRP

Stickers per personalizzazione carrelli o con nome di reparti specifici (su richiesta)

## STPD

Stickers bambini per personalizzazione carrelli per reparti pediatrici (su richiesta)



## MULT6

Pannello multipresa certificato per elettrodomestici, con magnetotermico, interruttore, 6 prese Schuko, 6 portafusibili e 6 perni equipotenziali, completo di cavo senza spina



## VPW

Cestino per rifiuti in plastica da Lt. 30 diviso in due vani e con doppio pedale. Completo di cesto di sostegno e barra. Dim. mm. 300 x 467 x 433



## SPT-BS1

Supporto da tavolo in metallo plastificato completo di ventose. Adatto per contenitori tipo BS da 1,5 Lt.



## 7500450

Cestello in acciaio inox a 2 livelli per materiali in scatola, per contenere confezioni di compresse, bende, etc. Dim. 604 x 135 x 181 mm



## 7500079

Dispenser in acciaio inox a 4 livelli per scatole di suture. Dim. 600 x 170 x 290 mm



## VSB

Cestino per rifiuti in acciaio verniciato da Lt. 30 con pedale. Completo di barra. Dim. mm. 300 x 467 x 433



## SPB-BS3

Supporto da carrello in metallo plastificato con morsetto da barra verticale. Adatto per contenitori tipo BS da 3 Lt.



## 7500458

Cestello in acciaio inox a 4 livelli per materiali in scatola, per contenere confezioni di compresse, bende, etc. Dim. 604 x 135 x 365 mm



## 7500170

Dispenser in acciaio inox a 2 livelli per scatole di suture. Dim. 600 x 170 x 155 mm



## VAH

Cestello per bottiglie di disinfettante. Dim. utili mm. 72 x 72 x 145 h



## SPB-DIS

Supporto da carrello in metallo plastificato con morsetto da barra verticale. Adatto per contenitori tipo DISPO 0,7 Lt. e DISPO 1 Lt.




## MHR120

Struttura porta sacco in acciaio inox da applicare su un lato, completa di barra. Dim. 350 x 283 x 736 mm




## DIVISORI SINGOLI - H 7,5 CM



### X-FD3

Divisori fissi  
542 x 51 x 4,6 mm




### X-SD3

Divisori corti  
368 x 51 x 4,6 mm



### X-AD3


Divisori regolabili  
237 x 51 x 5,3 mm



### X-LH


Porta etichetta  
40 x 60 x 18 mm 20  
pz. a conf.

## DIVISORI SINGOLI - H 15 CM




### X-FD6

Divisori fissi  
542 x 51 x 4,6 mm




### X-SD6

Divisori corti  
368 x 51 x 4,6 mm



### X-AD6


Divisori regolabili  
237 x 51 x 5,3 mm



### XTC

Clips a T per divisori  
40 x 36 x 17,5 mm  
10 pz. a conf.

## VASSOI PER CARRELLI



### XTR-3

Vassoio per carrello  
in ABS 600 x 400 x  
71 mm



### XTR-6

Vassoio per carrello  
in ABS 600 x 400 x  
150 mm

## SET DI DIVISORI FISSI




### P-FD 3

Set di divisori fissi - h  
7,5 cm 3 corti + 3 fissi  
+ 2 strisce h 7,5 cm




### P-FD 6

Set di divisori fissi - h  
15 cm 2 corti + 2 fissi  
+ 2 strisce h 15 cm



### P-FT 6

Set di divisori fissi - h  
15 cm 2 corti + 2 fissi



### P-FT 3

Set di divisori fissi - h  
7,5 cm 3 corti + 3 fissi

## SET DI DIVISORI FISSI




### P-AD 3

Set di divisori regolabili  
- h 7,5 cm 3 corti + 6  
regolabili + 2 strisce h  
7,5 cm + 6 clip a T




### P-AD 6

Set di divisori fissi - h  
15 cm 2 corti + 2 fissi  
+ 2 strisce h 15 cm +  
4 clip a T



### P-AT 6

Set di divisori  
regolabili - h 15 cm 2  
corti + 4 regolabili + 4  
clip a T



### P-AT 3

Set di divisori  
regolabili - h 7,5 cm 3  
corti + 6 regolabili + 6  
clip a T

## Nuova serie di carrelli per strumentazione medica ME e MW





## Serie ME (non elettrificata)

Carrello per elettromedicali con piano di lavoro ad altezza regolabile

### Caratteristiche

- Il carrello si contraddistingue per la sua elevata leggerezza, flessibilità e manovrabilità
- È studiato per offrire all'operatore un valido ed accessibile strumento di lavoro
- Il piano di lavoro è facilmente regolabile in altezza mediante un pedale che aziona una pompa a gas.
- 4 ruote con diametro 10 cm. (2 libere e 2 con freno)



## Serie MW (elettrificata)

Stazione di lavoro mobile

### Caratteristiche

- Alle caratteristiche del carrello Serie ME si aggiunge un pratico piano di lavoro che può contenere un PC portatile da 17". Il piano di lavoro è il coperchio del vano contenitore ed è chiudibile con l'apposita chiave.
- La base in ABS contiene tutto il gruppo di alimentazione



| MODELLO                                                        |                        |                                                                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                        | ME010                                                                                                                                           | ME111                                                                             | MEN010                                                                            | MEN011                                                                             | MWN111                                                                              | MWN011                                                                              |
|                                                                |                        | Carrello per elettromedicali (Non-Elettrificato)                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Carrello per elettromedicali (Elettrificato)                                        |                                                                                     |
| Accessorio standard                                            |                        |                                                                                                                                                 | Porta tastiera                                                                    |                                                                                   | Porta tastiera                                                                     | Gruppo alimentazione e batteria                                                     |                                                                                     |
| Materiali impiegati                                            |                        | Struttura verticale in alluminio, Struttura portante della base in acciaio, Copertura della base in ABS                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Portata                                                        |                        | 5 kg                                                                                                                                            | 10 kg                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | 10 kg                                                                               |                                                                                     |
| Lift mechanism                                                 |                        | Pompa a gas con azionamento a pedale                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Pompa a gas con azionamento a pedale                                                |                                                                                     |
| Escursione per la regolazione dell'altezza del piano di lavoro |                        | 420 mm (da 812 a 1232 mm - dal pavimento al piano di lavoro)<br>(Nel montaggio il piano di lavoro può essere regolato in altezza di +/- 300 mm) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Piano di lavoro                                                |                        | Larghezza 485 x Profondità 395 mm                                                                                                               |                                                                                   | Larghezza 500 x Profondità 335 mm, con luce a led                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Dimensione della base                                          |                        | Larghezza 513 x Profondità 513 x Altezza 223 mm                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Larghezza 506 x Profondità 523 x Altezza 400 mm                                     |                                                                                     |
| Accessori opzionali                                            | Supporto porta monitor | No                                                                                                                                              | Si                                                                                | No                                                                                | No                                                                                 | Si                                                                                  | No                                                                                  |
|                                                                | Piano porta tastiera   | No                                                                                                                                              | Si<br>(Tilt 5° ~ -15°, girevole a 120°)                                           |                                                                                   |                                                                                    | Si<br>(Tilt 5° ~ -15°, girevole a 120°)                                             |                                                                                     |
|                                                                | Supporto per mouse     | No                                                                                                                                              | Si<br>(destra / sinistra)                                                         |                                                                                   |                                                                                    | Si<br>(destra / sinistra)                                                           |                                                                                     |
|                                                                | Supporto per scanner   | Si                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Si                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                | Cassetto               | Si                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Si                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                | Ruote                  | Diametro cm. 10<br>(2 libere, 2 con freno)                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Diametro cm. 10<br>(2 libere, 2 con freno)                                          |                                                                                     |
|                                                                | Garanzia               | 5 anni di garanzia sul carrello<br>1 anno di garanzia sulle parte elettriche ed elettroniche                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |



## Carrello per elettromedicali con piano di lavoro ad altezza regolabile

### Accessori standard



Luce a led per tastiera



Copertina per piano di scrittura



Piano di appoggio per mouse

### Accessori opzionali



**MSH**

Supporto per lettore codici a barre



**MMW**

Supporto per mouse

## Carrelli Porta strumenti/monitor Serie EC

### Descrizione:

Tutti i modelli della serie LC abbinano il design estetico all'alta qualità dei materiali. La struttura in alluminio e i ripiani in ABS rendono i carrelli facilmente sanificabili. Questa composizione, inoltre, li equivale ai carrelli in acciaio inox, superandoli per maggiore silenziosità, indeformabilità e convenienza.

Dotati di 4 ruote con diametro 100 mm, di cui 2 con freno. Altezza dei cassetti e delle mensole regolabile per soddisfare tutte le esigenze. Ruote Antistatiche su richiesta.



**EC5330**



**EC5311**



**EC5302**



**EC5314**



**EC5300**



**EC5300/C**

### Caratteristiche

- Struttura: profilo in alluminio
- Cassetto/Mensola: acciaio verniciato a polvere; altezza regolabile
- Maniglia di spinta: tubo in acciaio verniciato a polvere
- Rivestimento Cassetto/Mensola e Base: ABS
- Guida cassetto: ritorno automatico

**LATEX FREE** Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

| SPECIFICHE                                |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni (con ruote)                    | L 500 x P 610 x H 1350 mm |
| Altezza profilo in alluminio (dalla base) | 1230 / 1170 mm            |
| Dimensioni Cassetto                       | L 455 x P 360 x H 140 mm  |
| Dimensioni Mensola                        | L 455 x P 360 x H 30 mm   |
| Peso                                      | 35 Kg                     |
| Carico massimo Cassetto                   | 10 Kg                     |
| Carico massimo Mensola                    | 10 Kg                     |
| Dimensioni Ruote                          | Ø 100 mm                  |





## Caratteristiche AEC4714

- Altezza asta regolabile con pedale
- Estensione altezza: 310 mm
- Con maniglia di spinta e 4 ruote Ø 100 mm

## SPECIFICHE

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensione carrello con 4 ruote             | L 413 x P 356 x H 900-1210 mm |
| Dimensione carrello con 4 ruote e paracolpi | L 523 x P 550 x H 900-1210 mm |

## Accessori Carrelli Serie EC

**EBH**  
Portabottiglie



**EHL**  
Manico di spinta



**EBB**  
Cestello porta accessori



**ELC**  
Braccio per monitor



**EPH**  
Supporto per sonde e cavi



**EKB**  
Porta tastiera e mouse



**ENH**  
Supporto per Notebook



**EIP**  
Supporto porta iPad



**EVC**  
Supporto per monitor



## Armadi a serranda

### Descrizione:

Gli armadi a serranda sono leggeri e capienti, perfetti per tutti gli utilizzi di trasporto e stoccaggio. Attraverso il sistema di chiusura a serranda, munita di chiave, consente di proteggere il contenuto durante la fase di trasporto e rendere il suo utilizzo sicuro grazie al sistema di apertura parziale. Al suo interno sono alloggiabili diversi tipi di vassoi in ABS, accessori e cestelli in rete metallica completamente removibili. La struttura con i pannelli laterali in lamiera d'acciaio verniciato a polveri epossidiche, completamente lisci e privi di rivettature esterne. I carrelli vengono forniti con due comode maniglie di spinta e n. 4 ruote piroettanti da 100 mm di diametro di cui n. 2 con freno.



### Accessori Opzionali:

#### Descrizione:

Vassoi ISO 3394 in ABS facilmente sanificabili

Cod. XTR-3 dim. 600 x 400 x 71h mm

Cod. XTR-6 dim. 600 x 400 x 150h mm

#### Descrizione:

Cesti a rete metallica facilmente sanificabili

Cod. XWB-3 dim. 600 x 400 x 71h mm

Cod. XWB-6 dim. 600 x 400 x 150h mm

Cod. XWB-9 dim. 600 x 400 x 215h mm

#### Descrizione:

Accessori specifici della serie:

Cod. W6SF mensola in lamiera d'acciaio con n. 4 divisori regolabili.

Cod. W6CH set di n. 5 guide estraibili, ciascuna dotata di n. 6 ganci portacateteri, portata 3 kg per ciascun gancio.

Cod. WHL maniglie di spinta (coppia) posizionabili sul lato destro, sinistro o entrambi.

Per ogni vassoio in ABS e cestelli in rete metallica, sono alloggiabili i divisori fissi salva spazio comuni a tutta la linea di carrelli MX VINCAL

| MODELLI E DIMENSIONI CON RUOTE* | WCS6C | WCD6C |
|---------------------------------|-------|-------|
| mm                              |       |       |
| Larghezza                       | 700   | 1340  |
| Profondità                      | 655   | 655   |
| Altezza                         | 2040  | 2040  |
| Altezza (senza ruote)           | 1940  | 1940  |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori





WCS6C



WCS6B



WCD6C




WCD6B

## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

| MODELLI E DIMENSIONI<br>SENZA RUOTE E BORDO PARACOLPI* | WCS6B | WCD6B<br>(doppia colonna) |
|--------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| mm                                                     |       |                           |
| Larghezza                                              | 640   | 1280                      |
| Profondità                                             | 595   | 595                       |
| Altezza                                                | 1860  | 1860                      |



Esempi di configurazioni di armadi a doppia colonna con serrande separate e chiusura con chiave indipendente.

## Carrelli aperti multifunzione OT-D

### Descrizione:


La serie di carrelli aperti multifunzione OT-D è progettata per l'uso in aree sterili e per il trasporto di farmaci e materiale vario. I carrelli sono dimensionati e dotati di guide sui fianchi in modo tale da poter alloggiare contenitori di dimensioni standard ISO 600 x 400 mm. Su entrambi i lati del carrello è possibile posizionare una vasta gamma di accessori.

La configurazione dei carrelli prevede tre altezze diverse, tutte dotate di:

- Contenitori in Abs blu di due altezze, 75 mm e 150 mm, colonna doppia, estraibili da entrambi i lati
- Piano di lavoro superiore in Abs a vassoio asportabile
- Struttura in profilato quadro in acciaio verniciato a polveri
- 4 ruote diametro 100 mm con paracolpi di cui 2 con freno



Con impugnature



Senza impugnature

## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

| MODELLI E DIMENSIONI* | OT-D1<br>(senza maniglie) | OT-D2<br>(con maniglie) | OT-D3<br>(senza maniglie) |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| mm                    |                           |                         |                           |
| Larghezza             | 891                       | 891                     | 891                       |
| Profondità            | 606                       | 606                     | 606                       |
| Altezza               | 822                       | 1070                    | 1454                      |
| Altezza (senza ruote) | 664,5                     | 912,5                   | 1296,5                    |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori



## Carrelli aperti multifunzione OT-S

### Descrizione:

La serie di carrelli aperti multifunzione OT-S è progettata per l'uso in aree sterili e per il trasporto di farmaci e materiale vario. I carrelli sono dimensionati e dotati di guide sui fianchi in modo tale da poter alloggiare contenitori di dimensioni standard ISO 3394 600 x 400 mm. Su entrambi i lati del carrello è possibile posizionare una vasta gamma di accessori.

La configurazione dei carrelli prevede tre altezze diverse, tutte dotate di:

- Contenitori in Abs blu di due altezze, 7,5 cm e 15 cm, estraibili da entrambi i lati
- Piano di lavoro superiore in Abs a vassoio asportabile
- Struttura in profilato quadro in acciaio verniciato a polveri
- 4 ruote diametro 100 mm di cui 2 con freno con paracolpi



**OT-S2**



Con impugnature



Senza impugnature

## LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive CE e DL 81/08

| MODELLI E DIMENSIONI* | OT-S1<br>(senza maniglie) | OT-S2<br>(con maniglie) | OT-S3<br>(senza maniglie) |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| mm                    |                           |                         |                           |
| Larghezza             | 659,2                     | 659,2                   | 659,2                     |
| Profondità            | 406                       | 406                     | 406                       |
| Altezza               | 822                       | 1070                    | 1454                      |
| Altezza (senza ruote) | 664,5                     | 912,5                   | 1296,5                    |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

## Paravento mobile rigido


Il paravento mobile rigido VINCAL tutela la privacy del paziente e nel contempo è comodo e semplice da usare. Ripiegato su se stesso il paravento occupa pochissimo spazio ed è quindi facile da riporre e comodo da trasportare. Quando è aperto è molto elegante e stabile. Disponibile in versione mobile, munito di base pesante in metallo ricoperta in ABS, oppure in versione da fissare a parete utilizzando appositi accessori che consentono il fissaggio a muro o a barra.



### LATEX FREE

Costruiti secondo le direttive  
CE e DL 81/08

Le due immagini si  
riferiscono al codice  
FS14506



### Caratteristiche principali generali

- Struttura portante in alluminio facile da usare, pulire, sanificare ed inalterabile nel tempo
- Disponibile in 3 diverse altezze (con ruote da 50 mm.): 145, 165 e 185 cm.
- Il paravento è formato da pannelli rigidi, in multipli di 3 pz. Ogni singolo pannello è largo cm. 30 ed è costituito da un "sandwich" con anima in polistirene (PS) rivestito su entrambi i lati in laminato (HPL). Il polistirene non trattiene l'umidità, è impermeabile all'acqua, non dà luogo a funghi, batteri, muffe e odori, è un materiale atossico e riciclabile e non contiene clorofluorocarburi. Il laminato HPL è un materiale largamente utilizzato in ambiente ospedaliero da decenni; è resistente al graffio, agli urti ed alla sanificazione.
- Disponibili supporti verticali per ancoraggio a parete e morsetti per barra murale da 25 mm.
- Entrambe le facce del pannello hanno lo stesso colore.
- Disponibili 4 colori standard dei pannelli: bianco, giallo, rosa e azzurro.



### Altre caratteristiche

- Il primo pannello dispone di una comoda maniglia per l'apertura ed il posizionamento
- Nella versione mobile la base a forma di U è realizzata in metallo con copertura in ABS. Le dimensioni sono cm. 59 x 40 e pesa Kg. 20. Nota bene: La misura della lunghezza del paravento aperto in versione mobile non include il pannello fisso sopra la base. Per il mantenimento in sicurezza della posizione "chiusa", il paravento è dotato di un nastro elastico con occhielli per il fissaggio al pannello fisso sulla base
- Tutte le ruote sono munite di freno di stazionamento
- È possibile estendere la lunghezza del paravento aggiungendo moduli da 3 pannelli.




| <b>Versione con carrello</b><br>                                                                                                                | Codice del sistema completo di base e pannelli | Lunghezza in cm. | Altezza in cm.    | Dimensioni chiuso in cm. |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | Aperto           | Compresa le ruote | Esclusa la base          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |                   | Larghezza                | Spessore |
| <b>Paravento a 4 pannelli</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>FS145-04</b>                                | 120              | 145               | 30                       | 6,9      |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>FS165-04</b>                                | 120              | 165               |                          |          |
| <b>Paravento a 6 pannelli</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>FS145-06</b>                                | 180              | 145               | 30                       | 13,8     |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>FS165-06</b>                                | 180              | 165               |                          |          |
| <b>Paravento a 8 pannelli</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>FS145-08</b>                                | 240              | 145               | 30                       | 20,7     |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>FS165-08</b>                                | 240              | 165               |                          |          |
| <b>Modulo aggiuntivo a 2 pannelli con 1 ruota</b>                                                                                                                                                                                | <b>FS145-02C</b>                               | 60               | 145               | 30                       | 6,9      |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>FS165-02C</b>                               | 60               | 165               |                          |          |
|  <b>Solo base con ruote e pannello fisso</b>                                                                                                  | <b>FS145-BASE</b>                              |                  | 145               | 59 x 40                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>FS165-BASE</b>                              |                  | 165               | 59 x 40                  |          |
| <b>Morsetto da barra 25 x 10 mm. (conf. da 2 pz.)</b><br>  | <b>FS-clamp</b>                                |                  |                   |                          |          |

| <b>Versione con barra da parete</b><br>                     | Codice del sistema completo di base e pannelli | Lunghezza in cm. | Altezza in cm.    | Dimensioni chiuso in cm. |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------|
|                                                                                                                                              |                                                | Aperto           | Comprese le ruote | Esclusa la base          |          |
|                                                                                                                                              |                                                |                  |                   | Larghezza                | Spessore |
| <b>Paravento a 4 pannelli</b>                                                                                                                | <b>FW145-04</b>                                | 120              | 145               | 30                       | 6,9      |
|                                                                                                                                              | <b>FW165-04</b>                                | 120              | 165               |                          |          |
|                                                                                                                                              | <b>FW185-04</b>                                | 120              | 185               |                          |          |
| <b>Paravento a 6 pannelli</b>                                                                                                                | <b>FW145-06</b>                                | 180              | 145               | 30                       | 13,8     |
|                                                                                                                                              | <b>FW165-06</b>                                | 180              | 165               |                          |          |
|                                                                                                                                              | <b>FW185-06</b>                                | 180              | 185               |                          |          |
| <b>Paravento a 8 pannelli</b>                                                                                                                | <b>FW145-08</b>                                | 240              | 145               | 30                       | 20,7     |
|                                                                                                                                              | <b>FW165-08</b>                                | 240              | 165               |                          |          |
|                                                                                                                                              | <b>FW185-08</b>                                | 240              | 185               |                          |          |
| <b>Modulo aggiuntivo a 2 pannelli con 1 ruota</b>                                                                                            | <b>FW145-02C</b>                               | 60               | 145               | 30                       | 6,9      |
|                                                                                                                                              | <b>FW165-02C</b>                               | 60               | 165               |                          |          |
|                                                                                                                                              | <b>FW185-02C</b>                               | 60               | 185               |                          |          |
|  <b>Barra verticale per ancoraggio a parete</b>           | <b>FW-rail</b>                                 |                  | 177               |                          |          |
| <b>Morsetto da barra 25 x 10 mm. (conf. da 2 pz.)</b><br> | <b>FW-clamp</b>                                |                  |                   |                          |          |



# Tavolo portafferri per sala operatoria

A 2 ripiani: Art.VI 446001 - VI 446002 - VI 446003



A 1 ripiano: Art.VI 446004 - VI 446005 - VI 446006

## Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Struttura solida e antivibrante in tubo a sezione rettangolare
- Ripiani con angoli arrotondati
- Ruote antistatiche piroettanti con paracolpi di cui 2 frenanti
- Completamente smontabile

| Art.             | Dimensioni ripiani (mm)                            | Dimensioni esterne (mm)   | Ruote   | Peso  |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|
| <b>VI 446001</b> | L. 1200 – P. 650 (sup.)<br>L. 1050 – P. 520 (inf.) | L. 1200 – P. 650 – H. 900 | Ø 80 mm | 23 kg |
| <b>VI 446002</b> | L. 1300 – P. 650 (sup.)<br>L. 1150 – P. 520 (inf.) | L. 1300 – P. 650 – H. 900 | Ø 80 mm | 25 kg |
| <b>VI 446003</b> | L. 1500 – P. 650 (sup.)<br>L. 1350 – P. 520 (inf.) | L. 1500 – P. 650 – H. 900 | Ø 80 mm | 27 kg |
| <b>VI 446004</b> | L. 1200 – P. 650                                   | L. 1200 – P. 650 – H. 900 | Ø 80 mm | 20 kg |
| <b>VI 446005</b> | L. 1300 – P. 650                                   | L. 1300 – P. 650 – H. 900 | Ø 80 mm | 21 kg |
| <b>VI 446006</b> | L. 1500 – P. 650                                   | L. 1500 – P. 650 – H. 900 | Ø 80 mm | 23 kg |

\* Le dimensioni si riferiscono al corpo del carrello esclusi accessori

## Tavolo portafetri per sala operatoria

Con alzatina e ganci  
portastrumenti asportabili



Versione 2 piani

Con pianetto pensile



Versione 2 piani

### Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Struttura solida e antivibrante in tubo a sezione rettangolare
- Ripiani con angoli arrotondati
- Ruote antistatiche piroettanti con paracolpi di cui 2 con freno

### Con alzatina e ganci portastrumenti asportabili

| Versione 2 piani | Versione 1 piano                                        | Dimesione piano di lavoro (mm) | Dimensioni esterne (mm)    | Ruote   |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|
| VI 446007        | VI 446017                                               | L. 1200 – P. 650               | L. 1200 – P. 650 – H. 1280 | Ø 80 mm |
| VI 446008        | VI 446018                                               | L. 1300 – P. 650               | L. 1300 – P. 650 – H. 1280 | Ø 80 mm |
| VI 446009        | VI 446019                                               | L. 1500 – P. 650               | L. 1500 – P. 650 – H. 1280 | Ø 80 mm |
| VI 446013        | Gancio porta strumenti in acciaio inox 18/10 (AISI 304) |                                |                            |         |

### Con pianetto pensile

| Versione 2 piani | Versione 1 piano | Dimesione piano di lavoro (mm) | Dimensioni esterne (mm)    | Ruote   |
|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|
| VI 446010        | VI 446020        | L. 1200 – P. 650               | L. 1200 – P. 650 – H. 1280 | Ø 80 mm |
| VI 446011        | VI 446021        | L. 1300 – P. 650               | L. 1300 – P. 650 – H. 1280 | Ø 80 mm |
| VI 446012        | VI 446022        | L. 1500 – P. 650               | L. 1500 – P. 650 – H. 1280 | Ø 80 mm |



## Tavolo servitore a ponte

Art. VI 446095



### Tavolo servitore a ponte

#### Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Struttura in tubo quadro e rettangolare solido e antivibrante
- Regolazione dell'altezza mediante manovella
- Piano di lavoro ad invaso estraibile con struttura reggitelo regolabile
- Altezza mm: min 960 - max 1550
- Ruote antistatiche piroettanti con paracolpi  $\varnothing 100$  mm, due con freno
- Peso: 31 Kg.
- Portata: 80 kg.

### Tavolo servitore a ponte reniforme

#### Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Struttura in tubo quadro e rettangolare solido e antivibrante
- Regolazione dell'altezza mediante manovella
- Piano di lavoro fisso a forma renale con ringhierino
- Misure piano di lavoro mm: 1140 x 560
- Altezza mm: min 820 - max 1180
- Ruote antistatiche piroettanti con paracolpi  $\varnothing 100$  mm, due con freno
- Peso: 35 Kg.
- Portata: 100 kg.
- Adatto ad essere decontaminato nei più moderni tunnel di lavaggio
- Costruito secondo le più recenti normative

Art. VI 446096



## Tavolo servitore per camera operatoria

Art. VI 446097



### Tavolo servitore a ponte

#### Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Regolazione manuale dell'altezza con bloccaggio a manopola
- Altezza mm: min. 900 - max. 1300
- Dimensioni piano di lavoro mm: 720 x 470
- Vassoio ad invaso estraibile e sterilizzabile
- Ruote antistatiche piroettanti  $\varnothing$  60 mm con paracolpi, due con freno
- Peso: 12 kg.
- Portata Piano: Kg. 30 cad. equamente distribuito

### Tavolo servitore oleodinamico con piano di lavoro scorrevole

#### Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Regolazione dell'altezza mediante pompa oleodinamica con comando a pedale
- Vassoio ad invaso estraibile e sterilizzabile con angoli aperti senza spigoli
- Altezza mm: min 900 - max 1350
- Dimensioni piano di lavoro mm: 740 x 540 x 15h
- Piano di lavoro girevole  $\pm 90^\circ$  con possibilità di rotazione completa  $360^\circ$  regolato da sistema a frizione e bloccabile con pomello di fissaggio
- Vassoio scorrevole su guide in acc. inox con manopola
- Basamento solido a 3 razze con dispositivo antiribaltamento a struttura aperta per una migliore sanificazione
- Peso: 38 Kg.
- Carico massimo applicabile: 60 kg, equamente distribuito sul piano

Art. VI 446098





## Tavolo servitore per camera operatoria

Art. VI 446099

### Caratteristiche

- Struttura tubolare in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Vassoio in acciaio inox dimensioni utili 700 x 450 x 18 mm, ad invaso estraibile e sterilizzabile
- Regolazione altezza mediante pompa oleodinamica a pedale costruita in acciaio inox
- Altezza: min 850 mm - max 1210 mm
- Base inox in tubolare 400 x 200 mm interamente saldata
- 4 Ruote ø 60 mm antistatiche di cui 2 con freno
- Portata piano: Kg. 60 cad. equamente distribuito



### Modelli con base pesante

Art. VI 446100 & VI 446101 & VI 446102

### Caratteristiche

- Struttura tubolare in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Regolazione altezza mediante pompa oleodinamica a pedale costruita in acciaio inox
- Piano rotabile di 360°
- Piano di lavoro ad invaso estraibile e sterilizzabile
- Basamento pesante in acciaio inox interamente saldato
- 4 Ruote ø 60 mm antistatiche di cui 2 con freno
- Altezza: min 900 mm - max 1300 mm
- Dimensioni piano di lavoro standard (mm):
  - Codice VI 446101 L. 1000 – P. 600 – H. 15
  - Codice VI 446100 L. 700 – P. 400 – H. 15
  - Codice VI 446102 L. 1200 – P. 650 – H. 15
- Peso 25 Kg.
- Portata piano: Kg. 60 cad. equamente distribuito




## Piantana per fleboclisi con base pesante circolare a 5 ruote con freno

Art. VI 446104

### Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Tubo montante fisso  $\varnothing$  35 mm e tubo telescopico  $\varnothing$  28 mm con 4 ganci saldati
- Base a disco  $\varnothing$  470 mm con paracolpi in gomma sulla circonferenza e blocco frenante, dotata di 5 ruote antistatiche piroettanti  $\varnothing$  60 mm
- Altezza: min 1850 mm – max 2850 mm
- Conforme alle direttive CE
- Peso: 22 Kg
- Portata: 30 Kg equamente distribuiti



## Piantana per fleboclisi ad elevazione oleodinamica con base pesante a 5 razze

Art. VI 446105

### Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Altezza variabile mediante pompa oleodinamica con comando a pedale
- Altezza: min 1800 mm – max 2900 mm (range diversi su richiesta)
- Basamento a 5 razze antiribaltamento
- Ruote antistatiche piroettanti  $\varnothing$  60 mm con paracolpi di cui 2 con freno
- Quattro ganci per fleboclisi antisganciamento
- Conforme alle direttive CE
- Peso: 25 Kg
- Portata: 20 Kg equamente distribuiti






## Piantana per fleboclisi con struttura porta pompe

Art. VI 446106

### Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Basamento saldato monoblocco a 5 razze antiribaltamento (diametro complessivo "giro ruote" 550 mm)
- Ruote piroettanti antistatiche ø 60 mm di cui 2 con freno
- Asta per fleboclisi/pompa e struttura portapompa ad altezza variabile
- Altezza: min 1300 mm – max 2400 mm
- Quattro ganci per fleboclisi antisganciamento
- Asta montante ø 28 mm – asta scorrevole ø 20 mm – tubo portapompe ø 20 mm
- Conforme alle direttive CE
- Peso max applicabile ai ganci: 20 Kg equamente distribuiti
- Peso max applicabile alla struttura portapompe: 20 Kg



## Piantana per fleboclisi

Art. VI 446107 - a 2 ganci

Art. VI 446108 - a 4 ganci

### Caratteristiche

- Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Basamento saldato monoblocco a 5 razze antiribaltamento (diametro complessivo "giro ruote" 550 mm)
- Ruote piroettanti antistatiche ø 60 mm di cui 2 con freno
- Altezza variabile telescopicamente con grande manopola di blocco per consentire una comoda impugnatura
- Altezza: min 1300 mm – max 2400 mm
- Due o quattro ganci per fleboclisi antisganciamento
- Asta montante ø 28 mm – asta scorrevole ø 20 mm – tubo portapompe ø 20 mm
- Conforme alle direttive CE
- Peso max applicabile ai ganci: 20 Kg equamente distribuiti



## Piantana per fleboclisi

### Caratteristiche

- Asta telescopica in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Basamento saldato monoblocco a 5 razze antiribaltamento
- Ruote piroettanti antistatiche ø 50 mm di cui 2 con freno
- Altezza variabile telescopicamente con rivetto per consentire una veloce regolazione
- Altezza: min 1300 mm – max 2200 mm
- Quattro ganci per fleboclisi antisganciamento
- Asta montante da 22 mm
- Asta scorrevole da 18 mm
- Conforme alle direttive CE
- Peso max applicabile ai ganci: 20 Kg equamente distribuiti

### Caratteristiche

**VI446121 – Basamento in acciaio 18/10, ganci in acciaio 18/10**

**VI446122 – Basamento in PP, ganci in acciaio 18/10**

**VI446131 – Basamento in acciaio 18/10, ganci in PP**

**VI446132 – Basamento in PP, ganci in PP**



**VI446121**



**VI446131**



**VI446132**



**VI446122**



## Piantana per fleboclisi accessoriabile



### Codice IV01

- Base robusta in PP
- Ruote girevoli da 50 mm
- Ganci in ABS
- Altezza regolabile: mm. 1225/2150
- Peso max applicabile ai ganci: 20 Kg equamente distribuiti
- Asta in acciaio cromato



## **EZ - Go<sup>®</sup>** Sistema di trasferimento paziente

**EZ-100** è un dispositivo studiato per facilitare il trasferimento laterale del paziente in posizione supina dal letto ad una barella, un tavolo operatorio, tavolo radiologico ecc. e viceversa. È costituito da una asse avvolto da un telo tubolare rotante realizzato in materiale a bassissimo attrito, antistrappo, lavabile, radiotrasparente.

**EZ-100** ha caratteristiche e dimensioni idonee a supportare un paziente adulto di peso consigliato fino kg.150; misura cm.177x55 quando in uso ma può essere ripiegato in due per essere riposto e trasportato comodamente grazie alle sue comode maniglie poste sui due lati corti. Pesa solo 3 kg e ripiegato misura cm. 88x55.

**EZ-100** rende il trasferimento del paziente più facile, più sicuro e più confortevole. Usato con metodo riduce fino ad eliminare le lesioni alla schiena degli operatori addetti alla movimentazione dei pazienti. Si riduce anche il rischio per il paziente di subire infortuni e lesioni durante gli spostamenti, rendendo gli stessi semplici e sicuri. Consente di risparmiare manodopera e tempo, a fronte di un minimo investimento, ripagandosi in poco tempo.



Gamma **EZ-Go**



*Porre il paziente su di un lato e posizionare **EZ-100** sotto al paziente*



*Spingere dolcemente il paziente con attenzione dalla barella al letto o viceversa*



*Porre il paziente su di un lato e rimuovere **EZ-100** da sotto al paziente*





**Strumenti e Dispositivi Medico-chirurgici,  
Elettromedicali, Arredamento Sanitario  
Vendita ed Assistenza dal 1952**



**Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001-2008  
UNI CEI EN ISO 13485-2012  
CERTIFICATO Nr. 4344**

**Tribunale Roma Nr. 5249/85  
REA Nr. 552501  
C.F. 06991810588  
P. Iva 01663011003**

La Vincal Srl commercializza:

- Apparecchiature per chirurgia, anestesia, cardiologia, ortopedia, elettroterapia, riabilitazione, patologie respiratorie, diagnostica, endoscopia, sterilizzazione, antidecubito
- Strumentario chirurgico
- Attrezzature per sala operatoria
- Arredamento per ambulatori, degenze e laboratori
- Attrezzature per emergenza
- Materiale di consumo e dispositivo medico-chirurgici
- Apparecchiature ed arredamento per laboratori clinici ed analisi
- Arredamento per uffici, receptions, sale d'attesa
- Apparecchiature, attrezzature e materiale di consumo per Odontoiatria ed Ortodonzia
- Pezzi di ricambio e lampadine per elettromedicali
- Servizio e Centro assistenza con tecnici specializzati

**Vincal S.r.l.**

Circ.ne Casilina, 131 /135  
00176 - Roma

**Tel:** 06.27.52.136 / 06.21.71.00.95

**Tel:** 06.27.86.81.82

**Fax:** 06.21.70.29.93

**E-mail:** [info@vincal.it](mailto:info@vincal.it)

**Web:** [www.vincal.it](http://www.vincal.it)